Ministerio de Salud Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas





Nº041 -2022-DG-INCN

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Lima, 22 de Febrero del 2022.

VISTOS:



Exp. Adm.N° 21-015998-001, que contiene el INFORME N° 480-2021-INCN-NG, de fecha 16 diciembre de 2021, del Jefe del Servicio de Neurogenética, INFORME N° 577-2021-INCN-NP, de fecha 17 de diciembre de 2021, del Jefe del Departamento de Neuropatología, INFORME N° 268-2021-DEIDAEADT-INCN, de fecha 20 de diciembre de 2021, del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento, INFORME N° 004-2022-UO-OEPE/INCN, de fecha 26 de enero de 2022, del Jefe de la Unidad de Organización de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, PROVEIDO N° 022-2022-OEPE/INCN, de fecha 26 de enero de 2022, del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico y el INFORME N° 049-2022-OAJ/INCN, de fecha 31 de enero de 2022, de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, y;

Mondara 4

CONSIDERANDO:



Que, los artículos I y II del Título Preliminar de la Ley N° 26842-Ley General de Salud, establecen que "La salud, es condición indispensable del desarrollo humano y medio fundamental para alcanzar el bienestar individual y colectivo", "La protección de la salud es de interés público. Por tanto, es responsabilidad del Estado regularla, vigilarla y promoverla";



Que, el artículo 5 del Reglamento de Establecimientos de Salud y Servicios Médicos de Apoyo, aprobado mediante Decreto Supremo N° 013-2006-SA, establece que los establecimientos de salud y servicios médicos de apoyo deben contar, en cada área, unidad o servicio, con manuales de procedimientos, guías de práctica clínica referidos a la atención de los pacientes, personal, suministros, mantenimiento, seguridad, y otros que sean necesarios, según sea el caso. En tal sentido el inciso s) del artículo 37 del citado Reglamento, establece que corresponde al Director Médico disponer la elaboración del Reglamento Interno, de las guías de práctica clínica y de los manuales de procedimientos referidos a la atención de los pacientes, personal, suministros, mantenimiento, seguridad, y otros que sean necesarios;

Que, a través de la Resolucion Ministerial N° 826-2021/MINSA se aprueba las "Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud", que tiene por finalidad fortalecer el rol de Rectoría del Ministerio de Salud, ordenando la producción normativa de la función de regulación que cumple como Autoridad Nacional de Salud (ANS) a través de sus Direcciones y Oficinas Generales, Órganos Desconcentrados y Organismos Públicos Adscritos, y en el numeral 5.1 define al Documento Normativo

del Ministerio de Salud, a todo aquel documento aprobado por el Ministerio de Salud que tiene por finalidad transmitir información estandarizada y aprobada sobre aspectos técnicos, sean estos asistenciales, sanitarios y/o administrativos, relacionados al ámbito del Sector Salud, en cumplimiento de sus objetivos; así como facilitar el adecuado y correcto desarrollo de competencias, funciones, procesos, procedimientos y/o actividades, en los diferentes niveles de atención de salud, niveles de gobierno y subsectores de salud, según corresponda;

Que. el numeral 6.1.1 del artículo VI, del citado cuerpo normativo señala que la Guía Técnica "Es el Documento Normativo del Ministerio de Salud, con el que se define por escrito y de manera detallada el desarrollo de determinados procesos, procedimientos y actividades administrativas, asistenciales o sanitarias. En ella se establecen metodologías, instrucciones o indicaciones que permite al operador seguir un determinado recorrido orientándolo al cumplimiento del objetivo de un proceso, procedimientos o actividades y al desarrollo de una buena práctica (...)";

Que, el inciso e) del artículo 13° del Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, aprobado con Resolucion Ministerial N° 787-2006/MINSA, establece que la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico es la unidad orgánica encargada entre otras, el de Lograr el diagnóstico y analisis organizacional para formular y mantener actualizados los documentos de gestión en cumplimiento a las normas vigentes para organizar el Instituto Especializado;

Que, mediante INFORME N° 480-2021-INCN-NG, de fecha 16 diciembre de 2021, el Jefe del Servicio de Neurogenética, solicita al Jefe del Departamento de Neuropatología la aprobación institucional de las siguientes Guías Técnicas de Procedimientos del Servicio de Neurogenética:

- Guía Técnica de procedimiento para la genotipificación del microsatélite CAG del gen CACNA1A
- 2. Guía Técnica de procedimiento para la genotipificación del microsatélite CAG del gen ATXN1
- Guía Técnica de procedimiento para la genotipificación del microsatélite ATTCT del gen ATXN10
- Guía Técnica de procedimiento para la genotipificación del microsatélite CAG del gen ATXN3
- Guía Técnica de procedimiento para la genotipificación del microsatélite CAG del gen ATN1 asociado a DRPLA
- Guía Técnica de procedimiento para la genotipificación del microsatélite CAG del gen PPP2R2B
 Guía Técnica de procedimiento para la genotipificación del microsatélite
- Guía Técnica de procedimiento para la genotipificación del microsatélite CAG/CAA del gen TBP asociado a SCA17
- Guía Técnica de procedimiento para la prueba genética para encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios tipo ACV (MELAS)

el mismo que es trasladado por el Jefe del Departamento de Neuropatología, con el INFORME N° 577-2021-INCN-NP, de fecha 17 de diciembre de 2021, a fin de que se realicen las gestiones correspondientes para la aprobación de las ocho (08) Guías de Procedimientos del Servicio de Neurogenética;

Que, mediante el INFORME N° 268-2021-DEIDAEADT-INCN, de fecha 20 de diciembre de 2021, el Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento, informa que el Departamento de Neuropatología envía ocho (08) GUIAS DE









Ministerio de Salud Instituto Nacional

de Ciencias

Neurológicas

REPUBLICA DEL PERU



Nº 041 -2022-DG-INCN

RESOLUCIÓN DIRECTORAL

Lima, 22 de Febrero del 2022.


PROCEDIMIENTOS ELABORADOS POR EL SERVICIO DE NEUROGENÉTICA para que sea evaluado y de ser conforme aprobado mediante acto resolutivo;



Que, mediante el INFORME N° 004-2022-UO-OEPE/INCN, de fecha 26 de enero de 2022, se cuenta con la opinión favorable del Jefe de la Unidad de Organización de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, ratificado por el Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico con el PROVEIDO N° 022-2022-OEPE/INCN, de fecha 26 de enero de 2022, en cumplimiento con los criterios de la Resolucion Ministerial N° 826-2021/MINSA que aprueba las "Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud, aprobando las Guías de Procedimientos elaborados por el Servicio de Neurogenética;



Que, con el propósito de continuar con el desarrollo de las actividades y procesos técnicos administrativos a nivel institucional, así como alcanzar los objetivos y metas en el Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, resulta pertinente atender la propuesta presentada por el Jefe cel Servicio de Neurogenética, aprobando los proyectos de las Guías de Procedimientos;





Con la opinión favorable de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica;

Con las visaciones del Director Ejecutivo de la Oficina Ejecutiva de Planeamiento Estratégico, del Director Ejecutivo de Investigación, Docencia y Atención Especializada en Apoyo al Diagnóstico y Tratamiento y de la Jefa de la Oficina de Asesoría Jurídica del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas;



De conformidad con lo dispuesto por la Ley N° 26842, Ley General de Salud, Decreto Supremo N° 013-2006-SA, Resolucion Ministerial N° 826-2021/MINSA que aprueba las "Normas para la Elaboración de Documentos Normativos del Ministerio de Salud", Reglamento de Organización y Funciones del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, aprobado con Resolucion Ministerial N° 787-2006/MINSA,

SE RESUELVE:

Artículo Primero. - APROBAR las Guías de Procedimientos del Servicio de Neurogenética del Departamento de Investigación, Docencia y Apoyo al Diagnostico en Neuropatología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, que en ciento diez

(110) folios forman parte de la presente Resolucion Directoral que se detallan a continuación:

 Guía Técnica de procedimiento para la genotipificacion de microsatélite CAG del gen CACNA1A

 Guía Técnica de procedimiento para la genotipificación del microsatélite CAG del gen ATXN1

3. Guía Técnica de procedimiento para la genotipificación del microsatélite ATTCT del gen ATXN10

4. Guía Técnica de procedimiento para la genotipificación del microsatélite CAG del gen ATXN3

 Guía Técnica de procedimiento para la genotipificación del microsatélite CAG del gen ATN1 asociado a DRPLA

6. Guía Técnica de procedimiento para la genotipificación del microsatélite CAG del gen PPP2R2B

 Guía Técnica de procedimiento para la genotipificación del microsatélite CAG/CAA del gen TBP asociado a SCA17

 Guía Técnica de procedimiento para la prueba genética para encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios tipo ACV (MELAS)

Artículo Segundo. – ENCARGAR al Jefe del Servicio de Neurogenética del Departamento de Investigación, Docencia y Apoyo al Diagnostico en Neuropatología del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas, como responsable de la difusión, monitoreo, implementación, aplicación y supervisión de las Guías en el ámbito de su competencia.

Artículo Tercero. - DISPONER la publicación de la presente Resolucion en el Portal Web Institucional del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

Registrese, comuniquese y cúmplase

SERIO DE SALORIO DE SA

D. TEJADA P.

MINISTERIO DE SALUD
Instituto Nacional de Giencias Neurológicas
Directos General
M.C. Esp. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO

Director del Instituto Especializado

JEMR/ /CLBV VISACIONES D.G







PERÚ Ministerio de Salud Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud


Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

SERVICIO DE NEUROGENÉTICA





INCN 2022



Jr. Ancash N° 1271 Barrios Altos, Lima – Perú Dirección General – Teléfono N° 328-1473 Central Telefónica N° 411-77000 www.incn.gob.pe



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y **TRATAMIENTO**


DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA







GUÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG DEL GEN CACNA1A



DIRECTORIO:

M.C. ESP. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO

Instituto Nacional

DIRECTOR GENERAL

ECON. DAVID ALEJANDRO TEJADA PARDO

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

M.C. ESP. JUAN MANUEL SIFUENTES MONGE

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

M.C. ESP. DIANA M. RIVAS FRANCHINI

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

M.C. ESP. ELISON SARAPURA CASTRO

JEFE DEL SERVICIO DE NEUROGENÉTICA

APOYO ADMINISTRATIVO:

TEC. LUIS MIGUEL CRUZADO SALAZAR

JEFE DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

BACH. DIEGO ALEXANDER FERIA ROJAS

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO



Lima, Perú 2022







ÍNDICE

| N° | CONTENIDO | PÁG. |
|---|---|------|
| | CUADRO DE CONTROL | 05 |
| I. | FINALIDAD | 06 |
| II. | OBJETIVO | 06 |
| III. | ÁMBITO DE APLICACIÓN | 06 |
| IV. | NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR | 06 |
| ٧. | CONSIDERACIONES GENERALES | 06 |
| W | 5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS | 06 |
| | 5.2. CONCEPTOS BÁSICOS | 06 |
| | 5.3. REQUERIMIENTOS BÁSICOS | 06 |
| - muteria | 5.3.1. RECURSOS HUMANOS | 06 |
| ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 5.3.2. MATERIALES | 07 |
| | 5.3.2.1. IMPLEMENTOS MOLECULARES | 07 |
| | 5.3.2.2. REACTIVOS QUÍMICOS | 07 |
| | 5.3.2.3. MATERIAL DE PLÁSTICO | 07 |
| | 5.3.2.4. MATERIAL DE VIDRIO | 08 |
| | 5.3.2.5. OTROS MATERIALES | 08 |
| | 5.3.2.6. EQUIPOS | 08 |
| | 5.3.2.7. SOFWARE | 08 |
| | 5.3.3. SERVICIOS | 09 |
| VI. | CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS | 09 |
| VII. | RECOMENDACIONES | 11 |
| VIII. | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 11 |
| IX. | ANEXO | 11 |
| | ANEXO N° 01: FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE PRUEBA GENÉTICA PARA LA ATAXIA ESPINOCEREBELOSA TIPO 6 (SCA6) | 12 |













GUÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG DEL GEN CACNA1A

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

| ROL | ORGANO | FECHA | A. B. |
|--------------|--|-----------------|-------|
| ELABORADO | SERVICIO DE NEUROGENÉTICA | DICIEMBRE, 2021 | |
| | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA | DICIEMBRE, 2021 | |
| REVISADO POR | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO | DICIEMBRE, 2021 | |
| | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (UNIDAD DE ORGANIZACIÓN) | ENERO, 2022 | |
| | ASESORÍA JURÍDICA | ENERO, 2022 | |
| APROBADO | DIRECCIÓN GENERAL | ENERO, 2022 | |











GUÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG DEL GEN CACNA1A

Instituto Nacional

I. **FINALIDAD**

Apoyar el diagnóstico molecular de la ataxia espinocerebelosa tipo 6 (SCA6), a través de una guía técnica para la genotipificación del número de repeticiones CAG del gen CACNA1A, sustentada en la evidencia científica vigente para este procedimiento.

II. **OBJETIVO**

Normar el procedimiento de genotipificación del número de repeticiones CAG del gen CACNA1A en apoyo al diagnóstico de la ataxia espinocerebelosa tipo 6 (SCA6).

AMBITO DE APLICACIÓN III.

Guía técnica es de aplicación obligatoria por el personal del Laboratorio de Neurogenética del Servicio de Neurogenética del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas (INCN).

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR IV.

> 81184 - CACNA1A (subunidad alfa1 del canal dependiente de voltaje de calcio A) (p. ej., análisis de genes de ataxia espinocerebelosa); evaluación para detectar alelos anormales (p. ej., expandidos)

V. **CONSIDERACIONES GENERALES**

5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS

- > Consentimiento Informado: Procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en una prueba genética.
- > Genotipificación del gen CACNA1A: proceso de la determinación del genotipo de un individuo con respecto al número de repeticiones CAG en el gen CACNA1A.

5.2. CONCEPTOS BÁSICOS

- > PCR: Reacción en cadena de la polimerasa, procedimiento mediante el cual se amplifica (obtienen muchas copias) de ADN y permite cuantificar repeticiones de tres nucleótidos hasta un rango determinado.
- Electroforesis capilar: Técnica utilizada para separar las diferentes moléculas presentes en una disolución de acuerdo con la relación masa/carga de las mismas.
- > Nucleótido: es una molécula que es la unidad estructural básica y el bloque de construcción del ADN y/o ARN, una de sus partes es una base nitrogenada las cuales pueden ser adenina (A), guanina (G), timina (T), citosina (C) o uracilo (U).
- > Genotipo humano: en el contexto de un estudio molecular, se refiere a los dos alelos o formas heredadas de un gen (o una variante de un gen) especifico de un individuo.
- > ADN: Ácido Desoxirribonucleico, contiene la información de las características hereditarias y las secuencias para la creación de aminoácidos que generarán proteínas para el funcionamiento de un organismo.


5.3. REQUERIMIENTOS BÁSICOS


5.3.1. RECURSOS HUMANOS


- ✓ 01 biólogo genetista o con entrenamiento en biología molecular.
- ✓ 01 técnico de laboratorio.
- ✓ 01 médico genetista.
- 01 médico neurólogo.











5.3.2. MATERIALES

5.3.2.1. Implementos moleculares

- Cebador SCA6-F: 5'-6-FAM-CACGTGTCCTATTCCCCTGTGATCC-3'
- Cebador SCA6-R: 5'- TGGGTACCTCCGAGGGCCGCTGGTG-3'
- ❖ dNTPs mix: A, T, G y C (2.5 mM c/u)
- DMSO 100% (Sigma-Aldrich)
- Agua ultrapura libre de nucleasa
- Platinum® Taq DNA polymerase 5 U/µL (Invitrogen). Incluye: Buffer PCR 10x y MgCl2 50 mM.
- Marcador de peso molecular de 10 pb (Invitrogen)
- GeneScan LIZ 500 dye Size Standard
- Hi-Di Formamide
- SegStudio Genetic Analyzer Cartridge
- SeqStudioTM Cathode Buffer Container

5.3.2.2. Reactivos químicos

- Acrilamida
- Bisacrilamida
- Nitrato de Plata
- ❖ TEMED
- Persulfato de amonio
- Tris base
- Ácido bórico
- ❖ EDTA 0.5M pH 8
- Xilencianol
- Azul de Bromofenol
- Glicerol
- Formamida
- Etanol absoluto
- Ácido acético
- Hidróxido de sodio
- Formaldehído 37%
- Formaldehído 37%

5.3.2.3. Material de plástico

- Micropipetas 10 μL, 20 μL, 100 μL, 200 μL y 1000 μL.
- Tips con filtro 10 μL, 20 μL, 100 μL, 200 μL y 1000 μL
- Tubos de PCR de tapa plana 0.2 mL
- Tubos de PCR de tapa cónica 0.2 mL
- MicroampTM 8-Tube Strip, 0.2mL
- MicroampTM 8-Cap Strip
- Tubos de centrífuga 2 mL
- Gradilla para tubos de 0.2 mL
- Gradilla para tubos de 2 mL
- Pisetas
- MicroAmp® 96-Well Tray/Retainer Set
- Estación congelada para PCR
- Placa de cultivo de 96 pocillos
- Soporte para micropipetas
- Septa for 0.2 mL MicroAmp tubes
- Cathode Buffer Container Reservoir Septa for SeqStudio Genetic Analyzer







Material de vidrio

Matraz aforado de 500 mL.

Instituto Nacional

- Probeta de 1000 mL.
- Vasos de precipitados de 50 mL.
- Pipeta de vidrio de 10 mL
- Pipeta de vidrio de 25 mL.
- Propipetas
- Baguetas
- Frasco transparente de 500 mL, 1 L y 4 L.
- Frasco color caramelo de 200 mL.

5.3.2.5. Otros materiales

- Papel lente para laboratorio
- Papel aluminio
- Lejía
- Papel toalla
- Parafilm
- Mascarilla descartable
- Guantes de nitrilo descartables
- Mandil descartable
- Gorro descartable
- Botas descartables
- Material de escritorio: Bolígrafo, forro de plástico, papel bond A4, Cuaderno de laboratorio, sobre manila, marcador indeleble, Tóner para impresora, archivador, sello, tintero para huella digital.
- DNAZap PCR DNA Degradation Solutions
- Accesorios para electroforesis: Peine de 24 pocillos, separadores de 1mm y vidrios con muesca y sin muesca, cables de fuente de energía.

5.3.2.6. Equipos

- Termociclador Proflex (Applied Biosystems)
- ❖ Analizador genético SeqStudio™ (Applied Biosystems)
- Espectrofotómetro Epoch (Biotek)
- Sistema de documentación de geles OmniDoci (Cleaver Scientific)
- Cabina de PCR (ESCO®)
- Cámara de electroforesis vertical profesional (Cleaver)
- Fuente poder (Cleaver)
- Balanza analítica (Shimadzu)
- Agitador magnético (Velp)
- Refrigeradores a 4°C (Thermo Scientific)
- Refrigeradores a 4°C (Miray)
- Congeladora a -20°C (Miray)
- Picocentrífuga
- Vórtex
- Cronómetro
- Computadoras de escritorio
- Impresora
- Sistema de alimentación eléctrica ininterrupida
- Estabilizador

5.3.2.7. Software

- Plate manager (Applied Biosystems)
- ❖ GeneMapper™ Software 5 (Applied Biosystems)
- ❖ Gen5™ versión 2.0 (Biotek)













5.3.3. SERVICIOS

- ✓ Servicios de agua
- ✓ Servicio de luz
- ✓ Servicio de internet
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Uso del laboratorio especializado

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS VI.

| DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO | | | | | |
|-------------------------------|--|---|---------------------------------|------------------------------|--|
| N° | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | UNIDAD ORGÁNICA | |
| | | INICIO | | | |
| 1 | CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO GENÉTICO | Documento de Consentimiento Informado firmado | Área Clínica | Servicio de Neurogenética | |
| 2 | EMITIR ORDEN DE PROCEDIMIENTO | Orden de procedimiento | Área Clínica | Servicio de Neurogenética | |
| 3 | TRÁMITE DE ORDEN DE PROCEDIMIENTO Preliquidación Solicitar la preliquidación del procedimiento | Sello de Preliquidación | Oficina de Preliquidación | Contabilidad | |
| | Liquidación Liquidar el costo del procedimiento | Boleta de Pago | Ventanilla CAJA | Contabilidad | |
| | o Trámite de aprobación del SIS | Orden con dos sellos de SIS | Ventanilla SIS | SIS | |
| 4 | REGISTRAR LOS DATOS DEL PACIENTE | Información registrada en base de datos Solicitud de procedimiento molecular | Área Clínica | Servicio de Neurogenética | |
| 5 | EXTRACCIÓN DE ADN (según procedimiento estándar del Laboratorio de Neurogenética) | ADN genómico | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética | |
| 6 | PREPARACIÓN DE ADN PARA GENOTIPIFICACIÓN | Alícuota de ADN con concentración 10 ng/uL | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética | |
| 7 | GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG POR PCR Preparar la siguiente mezcla de reacción para una muestra problema, una muestra control y una muestra blanco: Amplificación del microsatélite CAG del gen CACNA1A En la cabina de PCR, preparar 10 uL de mezcla de reacción con las siguientes concentraciones finales para cada muestra: DMSO 10% Buffer de PCR para enzima taq platinum 1X dNTPs 0.125mM c/u MgCl ₂ 0.3mM Cebador SCA6-F 0.6uM | Genotipo para los alelos del microsatélite CAG | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética | |

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO







Cebador SCA6-R 0.6uM Enzima taq platinum 0.045





ADN 0.5 ng/UI

Emplear el siguiente programa de amplificación: 2 minutos denaturación inicial a 94°C, 29 ciclos de denaturación a 94°C por 30 segundos, hibridación a 58°C por 30 segundos, y extensión a 72°C por 30 segundos; seguido por un paso de extensión final a 72°C por 10 minutos.

Instituto Nacional

Visualización de productos de PCR por electroforesis en gel de poliacrilamida Preparar un gel de poliacrilamida al 8% no denaturante para la electroforesis de los productos de PCR. Sembrar en cada pocillo 2uL de producto de PCR con 2uL de buffer de siembra. Además, se debe colocar un 0.7 uL marcador de peso molecular de 10pb con 2uL de buffer de siembra. Administrar un voltaje de 150 V por 30 minutos. Realizar la tinción del gel con el protocolo de tinción argéntica usando solución de nitrato de plata. Verificar las muestran hayan sido amplificadas correctamente.

Preparación de placa de fragmentos usando Termociclador Proflex En una placa compatible con el equipo proceder con los siguientes pasos: Preparar una mezcla de 9.35 µL de Formamida 0.15 μL Marcador GeneScanTM 500 LIZ, por cada muestra, control y muestra blanco a evaluarse. Dispensar 9.5 µL de la mezcla en cada pocillo de la placa. Añadir 0.5 µL del ADN obtenido en las reacciones de PCR. Denaturalizar las muestras a 98°C por 5 minutos. Guardar la placa a 4°C hasta introducirla al analizador.

Electroforesis capilar usando Analizador genético SeqStudio™ Una vez preparada la placa, los productos de las reacciones deben ser sometidas a electroforesis capilar. Se emplearán las condiciones recomendadas por el fabricante. Usando el Software Plate manager se ingresa la información de la placa para que sea reconocida por el analizador genético. Para programar las condiciones de electroforesis capilar se debe tener en cuenta que el rango de amplificación varía entre 100 a 500 pb, los cebadores empleados están marcados con 6-FAM y que el patrón de peso molecular está marcado con GeneScanTM 500 LIZ.


Análisis de resultados y estimación del número de repeticiones Empleando programa GeneMapperTM, analizar el tamaño de











fragmento.

los fragmentos generados. El resultado será un electroferograma con picos de intensidad determinada v separados de manera proporcional al tamaño del

Instituto Nacional

NOTA: Los productos de PCR de microsatélites tienen una migración más rápida que el ADNss debido al alto contenido de GC por lo que realizar la estimación del número de repeticiones CAG empleando un marcador de peso molecular comercial puede derivar en errores de cálculo.

Para calcular el número de repeticiones de un alelo desconocido. se debe comparar el electoferograma obtenido empleando el estándar de secuencia específica para este procedimiento y los electroferogramas obtenidos por cada muestra analizada.

REGISTRO Y REPORTE DE **PROCEDIMIENTO**

 Registrar "Reporte de laboratorio a disposición" en base de datos "Genotipificaciones".

Información registrada en base de datos v Reporte de genotipificación para SCA6

FIN

Laboratorio de Neurogenética (biologo genetista y medico genetista)

Servicio de Neurogenética

VII. RECOMENDACIONES

8

- > Todo estudio genético debe ser realizado previo proceso de consentimiento informado que autorice el procedimiento genético.
- > La solicitud de la prueba genética y la entrega del reporte de resultado, debe realizarse directamente con la persona afectada en el contexto de una evaluación médica y de asesoramiento genético que incluye evaluación pre-test, test y post-test.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Matzura R, Futamura N, Fujimoto Y, Yanagimoto S, Horikawa H, Suzumura A, Takayanagi T. Spinocerebellar ataxia type 6. Molecular and clinical features of 35 Japanese patients including one homozygous for the CAG repeat expansión. 1997 Nov, 49 (5):1238-43.
- Matsuyama Z, et al. Molecular Features of the CAG Repeats of Spinocerebellar Ataxia 6 (SCA6). Hum Mol Genet. 1997;6:1283-1287.
- > Jodice C, Mantuano E, Veneziano L. et al. Episodic ataxia type 2 (EA2) and spinocerebellar ataxia type 6 (SCA6) due to CAG repeat expansion in the CACNA1A gene on chromosome 19p. Hum Mol Genet.1997;6:1973-197

ANEXOS

ÁNEXO 01: FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE PRUEBA GENÉTICA PARA LA ATAXIA ESPINOCEREBELOSA TIPO 6 (SCA6)








ANEXO 01 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE PRUEBA GENÉTICA PARA LA ATAXIA **ESPINOCEREBELOSA TIPO 6 (SCA6)**

Instituto Nacional

de Ciencias Neurológicas





DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

SERVICIO DE NEUROGENÉTICA



GUÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG DEL GEN ATXN1



INCN 2022

Jr. Ancash N° 1271 Barrios Altos, Lima – Perú Dirección General – Teléfono N° 328-1473 Central Telefónica N° 411-77000 www.incn.gob.pe




Instituto Nacional

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y **TRATAMIENTO**

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

SERVICIO DE NEUROGENÉTICA



GUÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG DEL GEN ATXN1



DIRECTORIO:

M.C. ESP. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO **DIRECTOR GENERAL**

ECON. DAVID ALEJANDRO TEJADA PARDO

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Instituto Nacional

M.C. ESP. JUAN MANUEL SIFUENTES MONGE

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

M.C. ESP. DIANA M. RIVAS FRANCHINI

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

M.C. ESP. ELISON SARAPURA CASTRO

JEFE DEL SERVICIO DE NEUROGENÉTICA



TEC. LUIS MIGUEL CRUZADO SALAZAR JEFE DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

BACH. DIEGO ALEXANDER FERIA ROJAS

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO







Lima, Perú 2022





ÍNDICE


Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

| N° | CONTENIDO | PAG. |
|---|---|------|
| | CUADRO DE CONTROL | 05 . |
| I. | FINALIDAD | 06 |
| II. | OBJETIVO | 06 |
| III. | ÁMBITO DE APLICACIÓN | 06 |
| IV. | NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR | 06 |
| V. | CONSIDERACIONES GENERALES | 06 |
| 1000 H | 5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS | 06 |
| | 5.2. CONCEPTOS BÁSICOS | 06 |
| | 5.3. REQUERIMIENTOS BÁSICOS | 06 |
| | 5.3.1. RECURSOS HUMANOS | 06 |
| | 5.3.2. MATERIALES | 07 |
| | 5.3.2.1. IMPLEMENTOS MOLECULARES | 07 |
| | 5.3.2.2. REACTIVOS QUÍMICOS | 07 |
| | 5.3.2.3. MATERIAL DE PLÁSTICO | 07 |
| | 5.3.2.4. MATERIAL DE VIDRIO | 08 |
| *************************************** | 5.3.2.5. OTROS MATERIALES | 08 |
| | 5.3.2.6. EQUIPOS | 08 |
| | 5.3.2.7. SOFWARE | 09 |
| | 5.3.3. SERVICIOS | 09 |
| VI. | CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS | 09 |
| VII. | RECOMENDACIONES | 11 |
| VIII. | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 11 |
| IX. | ANEXOS | 11 |
| | ANEXO N° 01: FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE PRUEBA GENÉTICA PARA LA ATAXIA ESPINOCEREBELOSA TIPO 1 (SCA1) | 12 |









GUÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG DEL GEN ATXN1

| KUL | URGANU | FEGHA | A. B. |
|--------------|--|-----------------|---|
| ELABORADO | SERVICIO DE NEUROGENÉTICA | DICIEMBRE, 2021 | |
| | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA | DICIEMBRE, 2021 | 40. |
| REVISADO POR | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO | DICIEMBRE, 2021 | |
| | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (UNIDAD DE ORGANIZACIÓN) | ENERO, 2022 | |
| | ASESORÍA JURÍDICA | ENERO, 2022 | |
| APROBADO | DIRECCIÓN GENERAL | ENERO, 2022 | *************************************** |

ORGANO





No Do





GUÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG DEL GEN ATXN1

Instituto Nacional

I. **FINALIDAD**

Apoyar el diagnóstico molecular de la ataxia espinocerebelosa tipo 1 (SCA1), a través de una guía técnica para la genotipificación del número de repeticiones CAG del gen ATXN1, sustentada en la evidencia científica vigente para este procedimiento.

II. **OBJETIVO**

Normar el procedimiento de genotipificación del número de repeticiones CAG del gen ATXN1 en apoyo al diagnóstico de la ataxia espinocerebelosa tipo 1 (SCA1).

III. AMBITO DE APLICACIÓN

Guía técnica de aplicación obligatoria por el personal del Laboratorio de Neurogenética del Servicio de Neurogenética del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

IV. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR

> 81178 - ATXN1 (ataxina1) (p. ej., ataxia espinocerebelosa) análisis de genes, evaluación para detectar alelos anormales (p. ej., expandidos)

V. **CONSIDERACIONES GENERALES**

5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS

- > Consentimiento Informado: Procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en una prueba genética.
- > Genotipificación del gen ATXN1: proceso de la determinación del genotipo de un individuo con respecto al número de repeticiones CAG en el gen ATXN1.

5.2. CONCEPTOS BÁSICOS

- > PCR: Reacción en cadena de la polimerasa, procedimiento mediante el cual se amplifica (obtienen muchas copias) de ADN y permite cuantificar repeticiones de tres nucleótidos hasta un rango determinado.
- Electroforesis capilar: Técnica utilizada para separar las diferentes moléculas presentes en una disolución de acuerdo con la relación masa/carga de las mismas.
- Nucleótido: es una molécula que es la unidad estructural básica y el bloque de construcción del ADN y/o ARN, una de sus partes es una base nitrogenada las cuales pueden ser adenina (A), guanina (G), timina (T), citosina (C) o uracilo (U).
- > Genotipo humano: en el contexto de un estudio molecular, se refiere a los dos alelos o formas heredadas de un gen (o una variante de un gen) especifico de un individuo.
- > ADN: Ácido Desoxirribonucleico, contiene la información de las características hereditarias y las secuencias para la creación de aminoácidos que generarán proteínas para el funcionamiento de un organismo.
- Heteroplasmia, diferentes genomas mitocondriales mutados que se encuentran en una misma célula o tejido.



5.3.1. RECURSOS HUMANOS


- ✓ 01 biólogo genetista o con entrenamiento en biología molecular.
- ✓ 01 técnico de laboratorio.











5.3.2. MATERIALES

5.3.2.1. Implementos moleculares

- Cebador SCA1-F: 5'-6-FAM-CAACATGGGCAGTCTGAG-3'
- Cebador SCA1-R: 5'- AACTGGAAATGTGGACGTAC -3'
- dNTPs mix: A, T, G y C (2.5 mM c/u)
- DMSO 100% (Sigma-Aldrich)
- Agua ultrapura libre de nucleasa
- Platinum® Taq DNA polymerase 5 U/μL (Invitrogen). Incluye: Buffer PCR 10x y MgCl2 50 mM.
- Marcador de peso molecular de 10 pb (Invitrogen)
- GeneScan LIZ 500 dye Size Standard
- Hi-Di Formamide
- SeqStudio Genetic Analyzer Cartridge
- SeqStudioTM Cathode Buffer Container

5.3.2.2. Reactivos químicos

- Acrilamida
- Bisacrilamida
- Nitrato de Plata
- ❖ TEMED
- Persulfato de amonio
- Tris base
- Ácido bórico
- ❖ EDTA 0.5M pH 8
- Xilencianol
- Azul de Bromofenol
- Glicerol
- Formamida
- Etanol absoluto
- Ácido acético
- Hidróxido de sodio
- Formaldehído 37%

5.3.2.3. Material de plástico

- Micropipetas 10 μL, 20 μL, 100 μL, 200 μL y 1000 μL.
- Tips con filtro 10 μL, 20 μL, 100 μL, 200 μL y 1000 μL
- Tubos de PCR de tapa plana 0.2 mL
- Tubos de PCR de tapa cónica 0.2 mL
- MicroampTM 8-Tube Strip, 0.2mL
- MicroampTM 8-Cap Strip
- Tubos de centrífuga 2 mL
- Gradilla para tubos de 0.2 mL
- Gradilla para tubos de 2 mL
- Pisetas.
- MicroAmp® 96-Well Tray/Retainer Set.
- Estación congelada para PCR.
- Placa de cultivo de 96 pocillos.
- Soporte para micropipetas.
- Septa for 0.2 mL MicroAmp tubes.
- Cathode Buffer Container Reservoir Septa for SeqStudio Genetic Analyzer.









Material de vidrio

Matraz aforado de 500 mL.

Instituto Nacional

- Probeta de 1000 mL.
- Vasos de precipitados de 50 mL.
- Pipeta de vidrio de 10 mL
- Pipeta de vidrio de 25 mL.
- Propipetas
- Baguetas
- Frasco transparente de 500 mL, 1 L y 4 L.
- Frasco color caramelo de 200 mL.

5.3.2.5. Otros materiales

- Papel lente para laboratorio
- Papel aluminio
- Lejía
- Papel toalla
- Parafilm
- Mascarilla descartable
- Guantes de nitrilo descartables
- Mandil descartable
- Gorro descartable
- Botas descartables
- Material de escritorio: Bolígrafo, forro de plástico, papel bond A4, Cuaderno de laboratorio, sobre manila, marcador indeleble, Tóner para impresora, archivador, sello, tintero para huella digital.
- DNAZap PCR DNA Degradation Solutions
- Accesorios para electroforesis: Peine de 24 pocillos, separadores de 1mm y vidrios con muesca y sin muesca, cables de fuente de energía.

5.3.2.6. Equipos

- Termociclador Proflex (Applied Biosystems)
- ❖ Analizador genético SeqStudio™ (Applied Biosystems)
- Espectrofotómetro Epoch (Biotek)
- Sistema de documentación de geles OmniDoci (Cleaver Scientific)
- Cabina de PCR (ESCO®)
- Cámara de electroforesis vertical profesional (Cleaver)
- Fuente poder (Cleaver)
- Balanza analítica (Shimadzu)
- Agitador magnético (Velp)
- Refrigeradores a 4°C (Thermo Scientific)
- Refrigeradores a 4°C (Miray)
- Congeladora a -20°C (Miray)
- Picocentrífuga
- Vórtex
- Cronómetro
- Computadoras de escritorio
- Impresora
- Sistema de alimentación eléctrica ininterrupida
- Estabilizador









5.3.2.7. Software

- Plate manager (Applied Biosystems)
 GeneMapper™ Software 5 (Applied Biosystems)
 Gen5™ versión 2.0 (Biotek)

Instituto Nacional

5.3.3. SERVICIOS

- ✓ Servicios de agua
- ✓ Servicio de luz
- ✓ Servicio de internet
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Uso del laboratorio especializado

VI. **CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS**

para cada muestra:

| N° | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | UNIDAD ORGÁNICA |
|----------------|--|---|---------------------------------|------------------------------|
| | | INICIO | | |
| 1 | CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO GENÉTICO | Documento de Consentimiento Informado firmado | Área Clínica | Servicio de Neurogenética |
| 2 | EMITIR ORDEN DE PROCEDIMIENTO | Orden de procedimiento | Área Clínica | Servicio de Neurogenética |
| 3 | TRÁMITE DE ORDEN DE PROCEDIMIENTO Preliquidación Solicitar la preliquidación del procedimiento | Sello de Preliquidación | Oficina de Preliquidación | Contabilidad |
| | Liquidación Liquidar el costo del procedimiento | Boleta de Pago | Ventanilla CAJA | Contabilidad |
| | o Trámite de aprobación del SIS | Orden con dos sellos de SIS | Ventanilla SIS | SIS |
| 4 | REGISTRAR LOS DATOS DEL PACIENTE | Información registrada en base de datos Solicitud de procedimiento molecular | Área Clínica | Servicio de Neurogenética |
| 5 | EXTRACCIÓN DE ADN (según procedimiento estándar del Laboratorio de Neurogenética) | ADN genómico | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética |
| 6 | PREPARACIÓN DE ADN PARA GENOTIPIFICACIÓN | Alícuota de ADN con concentración 10 ng/uL | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética |
| 7 July College | GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG POR PCR Preparar la siguiente mezcla de reacción para una muestra problema, una muestra control y una muestra blanco: Amplificación del microsatélite CAG del gen ATXN1 En la cabina de PCR, preparar 10 uL de mezcla de reacción con las siguientes concentraciones finales | Genotipo para los alelos del microsatélite CAG | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética |

DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO







Ministerio de Salud

- DMSO 10%
- Buffer de PCR para enzima taq platinum 1X
- dNTPs 0.1mM c/u
- MgCl₂ 1.2mM
- Cebador SCA1-F 0.6uM
- Cebador SCA1-R 0.6uM
- Enzima taq platinum 0.05 U/uL
- ADN 0.3 ng/uL

Emplear el siguiente programa de amplificación: 2 minutos de denaturación inicial a 94°C, 26 ciclos de denaturación a 94°C por 30 segundos, hibridación a 57°C por 30 segundos, y extensión a 72°C por 30 segundos; seguido por un paso de extensión final a 72°C por 10 minutos.

Visualización de productos de PCR por electroforesis en gel de poliacrilamida

Preparar un gel de poliacrilamida al 6% no denaturante para la electroforesis de los productos de PCR. Sembrar en cada pocillo 2uL de producto de PCR con 2uL de buffer de siembra. Además, se debe colocar un 0.7 uL marcador de peso molecular de 10pb con 2uL de buffer de siembra. Administrar un voltaje de 150 V por 30 minutos. Realizar la tinción del gel con el protocolo de tinción argéntica usando solución de nitrato de plata. Verificar que las muestran hayan sido amplificadas correctamente.

Preparación de placa de fragmentos usando Termociclador Proflex En una placa compatible con el equipo proceder con los siguientes pasos: Preparar una mezcla de 9.35 µL de μL Formamida 0.15 Marcador GeneScanTM 500 LIZ, por cada muestra, control y muestra blanco a evaluarse. Dispensar 9.5 µL de la mezcla en cada pocillo de la placa. Añadir 0.5 µL del ADN obtenido en las reacciones de PCR. Denaturalizar las muestras a 98°C por 5 minutos. Guardar la placa a 4°C hasta introducirla al analizador.

Electroforesis capilar usando

Analizador genético SeqStudio™

Una vez preparada la placa, los
productos de las reacciones deben
ser sometidas a electroforesis capilar.
Se emplearán las condiciones
recomendadas por el fabricante.
Usando el Software Plate manager se
ingresa la información de la placa
para que sea reconocida por el
analizador genético. Para programar
las condiciones de electroforesis
capilar se debe tener en cuenta que
el rango de amplificación varía entre







100 a 500 pb, los cebadores empleados están marcados con 6-FAM y que el patrón de peso molecular está marcado con GeneScanTM 500 LIZ.

Instituto Nacional

Análisis de resultados y estimación del número de repeticiones Empleando el programa GeneMapperTM, analizar el tamaño de fragmentos generados. resultado será un electroferograma con picos de intensidad determinada y separados de manera proporcional al tamaño del fragmento.

NOTA: Los productos de PCR de microsatélites tienen una migración más rápida que el ADNss debido al alto contenido de GC por lo que realizar la estimación del número de repeticiones CAG empleando un marcador de peso molecular comercial puede derivar en errores de cálculo.

Para calcular el número de repeticiones de un alelo desconocido, se debe comparar el electoferograma obtenido empleando el estándar de secuencia específica para este procedimiento y los electroferogramas obtenidos por cada muestra analizada.

REGISTRO Y REPORTE DE **PROCEDIMIENTO**

• Registrar "Reporte de laboratorio a disposición" en base de datos "Genotipificaciones".

Información registrada en base de datos y Reporte de genotipificación para SCA1

FIN

Laboratorio de Neurogenética (biologo genetista y medico genetista)

Servicio de Neurogenética

VII. RECOMENDACIONES

8

- > Todo estudio genético debe ser realizado previo proceso de consentimiento informado que autorice el procedimiento genético.
- La solicitud de la prueba genética y la entrega del reporte de resultado, debe realizarse directamente con la persona afectada en el contexto de una evaluación médica y de asesoramiento genético que incluye evaluación pre-test, test y post-test.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS


Changqiang C, Xuqian F, Shunchang S. 2018. Diagnosis of polyglutamine spinocerebellar ataxias by polymerase chain reaction amplification and Sanger sequencing.

ANEXOS

ÁNEXO 01: FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE PRUEBA GENÉTICA PARA LA ATAXIA


ESPINOCEREBELOSA TIPO 1 (SCA1)





Instituto Nacional

de Ciencias Neurológicas





ERÚ Ministerio de Salud Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

SERVICIO DE NEUROGENÉTICA



GUIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA ATAXIA ESPINOCEREBELOSA TIPO 10 (SCA10)



INCN 2022



Jr. Ancash N° 12/1
Barrios Altos, Lima – Perú
Dirección General – Teléfono N° 328-1473
Central Telefónica N° 411-77000
www.incn.gob.ge



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

Instituto Nacional de Ciencias Neurológic

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y **TRATAMIENTO**

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

SERVICIO DE NEUROGENÉTICA











M.C. ESP. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO

Instituto Nacional

DIRECTOR GENERAL

ECON. DAVID ALEJANDRO TEJADA PARDO

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

M.C. ESP. JUAN MANUEL SIFUENTES MONGE

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN. DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

M.C. ESP. DIANA M. RIVAS FRANCHINI

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

M.C. ESP. ELISON H. SARAPURA CASTRO

JEFE DEL SERVICIO DE NEUROGENÉTICA



APOYO ADMINISTRATIVO:

TEC. LUIS MIGUEL CRUZADO SALAZAR

JEFE DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

BACH. DIEGO ALEXANDER FERIA ROJAS

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO





Lima, Perú 2022





ÍNDICE

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

| N° | CONTENIDO | PÁG. |
|---------------------------------------|---|------|
| | CUADRO DE CONTROL | 05 |
| I. | FINALIDAD | 06 |
| II. | OBJETIVO | 06 |
| III. | ÁMBITO DE APLICACIÓN | 06 |
| IV. | NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR | 06 |
| ٧. | CONSIDERACIONES GENERALES | 06 |
| | 5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS | 06 |
| | 5.2. CONCEPTOS BÁSICOS | 06 |
| | 5.3. REQUERIMIENTOS BÁSICOS | 06 |
| , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 5.3.1. RECURSOS HUMANOS | 06 |
| | 5.3.2. MATERIALES | 07 |
| - | 5.3.2.1. IMPLEMENTOS MOLECULARES | 07 |
| | 5.3.2.2. REACTIVOS QUÍMICOS | 07 |
| | 5.3.2.3. MATERIAL DE PLÁSTICO | 07 |
| | 5.3.2.4. MATERIAL DE VIDRIO | 07 |
| | 5.3.2.5. OTROS MATERIALES | 08 |
| | 5.3.2.6. EQUIPOS | 08 |
| | 5.3.2.7. SOFWARE | 08 |
| | 5.3.3. SERVICIOS | 08 |
| VI. | CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS | 08 |
| VII. | RECOMENDACIONES | 13 |
| VIII. | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 13 |
| IX. | ANEXOS | 13 |
| IX. | ANEXO 01: PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA ELECTROFORESIS | 14 |
| 3 | ANEXO 02: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA GENÉTICA ATAXIA TIPO 10 | 15 |









GUIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA ATAXIA ESPINOCEREBELOSA TIPO 10 (SCA10)

Instituto Nacional

| NOL | UNGANO | PECHA V D |
|--------------|--|-----------------|
| ELABORADO | SERVICIO DE NEUROGENÉTICA | DICIEMBRE, 2021 |
| | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA | DICIEMBRE, 2021 |
| REVISADO POR | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO | DICIEMBRE, 2021 |
| | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (UNIDAD DE ORGANIZACIÓN) | ENERO, 2022 |
| | ASESORÍA JURÍDICA | ENERO, 2022 |
| APROBADO | DIRECCIÓN GENERAL | ENERO, 2022 |







GUIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA ATAXIA **ESPINOCEREBELOSA TIPO 10 (SCA10)**

Instituto Nacional

I. **FINALIDAD**

Apoyar el diagnóstico molecular de la ataxia espinocerebelosa tipo 10 (SCA10) a través de una quía técnica para la genotipificación del número de repeticiones del pentanucleótido ATTCT, sustentada en la evidencia científica vigente para este procedimiento. Expansión de la repetición del pentanucleótido ATTCT en el intrón 9 del gen ATXN10 (22q13).

II. **OBJETIVO**

Normar el procedimiento de genotipificación del número de repeticiones ATTCT del gen ATXN10 con una técnica basada en PCR y TP-PCR en apoyo al diagnóstico de la ataxia espinocerebelosa tipo 10 (SCA10).

III. AMBITO DE APLICACIÓN

Guía técnica de aplicación obligatoria para el personal del Laboratorio del Servicio de Neurogenética y Centro de Investigación Básica en Neurogenética del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

IV. NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR

81183 - ATXN10 (ataxina 10) (p. ej., ataxia espinocerebelosa) análisis de genes, evaluación para detectar alelos anormales (p. ej., expandidos)

V. **CONSIDERACIONES GENERALES**

5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS

- Ataxia espinocerebelosa tipo 10 (SCA10): enfermedad neurodegenerativa causada por el microsatélite ATTCT anormalmente expandido en el gen ATXN10.
- Genotipificación del gen ATXN10: proceso de la determinación del genotipo de un individuo con respecto al número de repeticiones ATTCT en el gen ATXN10.

5.2. CONCEPTOS BÁSICOS

- Gen ATXN10: gen ubicado en la región autosómica 22q13.31
- > PCR: Reacción en cadena de la polimerasa.
- > TP-PCR: Reacción en cadena de la polimerasa con triple cebador.
- > Genotipo humano: en el contexto de un estudio molecular, se refiere a los dos alelos o formas heredadas de un gen (o una variante de un gen) especifico de un individuo.
- ADN: ácido Desoxirribonucleico.
- > Consentimiento Informado: Procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en una prueba genética.
- Genotipificación del pentanucleotido ATTCT por TP_PCR.
- > Este procedimiento es complementario a la PCR convencional. Se aplica en casos que resultan aparentemente homocigotos por PCR. El resultado es cualitativo, sólo determina la presencia o ausencia de un alelo mutado mayor a 33 repeticiones ATTCT que la PCR no pudo detectar.

5.3. REQUERIMIENTOS BÁSICOS


5.3.1. RECURSOS HUMANOS

- 01 biólogo con entrenamiento en biología molecular.
- ✓ 01 técnico de laboratorio.
- ✓ 01 médico neurogenetista.
- 01 médico genetista.









5.3.2. MATERIALES

5.3.2.1. Implementos moleculares

Instituto Nacional

- Cebador SCA10-F: 5'-6-FAM- AGAAAACAGATGGCAGAATGA -3'
- Cebador SCA10-R: 5'- GCCTGGGCAACATAGAGAGA -3'
- Cebador SCA10-2: 5'-TACGCATCCCAGTTTGAGACGGAATAGAATAGAATA GAATAGAATAGAATAGAATAG -3'
- Cebador SCA10-3: 5'- TACGCATCCCAGTTTGAGACG-3'
- GeneAmp® dNTPs mix: A, T, G y C (2.5 mM c/u)
- DMSO 100% (Sigma-Aldrich)
- Platinum® Tag DNA polymerase 5 U/µL (Invitrogen). Incluye: Buffer PCR 10x y MgCl2 50 mM.
- Marcador GeneScanTM 500 LIZ
- Agua ultrapura libre de nuecleasa

5.3.2.2. Reactivos químicos

- Acrilamida
- Bisacrilamida
- TEMED
- Persulfato de amonio
- Tris
- Ácido bórico
- ❖ EDTA 0.5M pH 8
- Ácido Clorhídrico
- Xilencianol
- Azul de Bromofenol
- Glicerol
- Etanol absoluto
- Ácido acético
- Nitrato de Plata (AgNO3)
- Hidróxido de sodio (NaOH)
- Formaldehído 37%
- Agua tridestilada

5.3.2.3. Material de plástico

- Micropipetas 10 μL, 20 μL, 50 μL, 100 μL, 200 μL y 1000 μL.
- Tips con filtro 10 μL, 20 μL, 100 μL, 200 μL, 1000 μL
- Tubos de PCR 0.2 mL
- Tubos de centrífuga 1.5 mL
- Gradillas para tubos de 0.2 mL y 1.5 mL
- Pisetas
- Estación congelada para PCR
- Soporte para micropipetas

5.3.2.4. Material de vidrio

- Matraz aforado
- Probetas
- Vasos de precipitados
- Pipetas 1 mL, 5 mL, 10 mL y 25 mL.
- Propipetas
- Frascos
- Baguetas
- Botellas para reactivos químicos











- Papel Lente
- Tiras reactivas de pH

Instituto Nacional

- Mascarilla descartable (N-95 y guirúrgica)
- Guantes de nitrilo descartables
- Mandil descartable
- Gorro descartable
- Botas descartables
- Material de escritorio: Bolígrafo, forro de plástico, papel bond A4. Cuaderno de laboratorio, sobre manila, marcador indeleble, Tóner para impresora.
- Papel aluminio
- Parafilm

5.3.2.6. Equipos

- Termociclador Proflex (Applied Biosystems)
- Espectrofotómetro Epoch (Biotek)
- Cabina de PCR (ESCO®)
- Cámara de electroforesis vertical profesional (Cleaver)
- Fuente poder (Biorad)
- Balanza analítica (Shimadzu)
- Centrífuga (Eppendorf)
- Agitador magnético (Velp)
- Refrigeradores a 4°C (Thermo Scientific y Miray)
- Congeladora a -8°C/-20°C (Frigidaire)
- Picocentrífuga
- Vórtex
- Cronómetro
- Computadora de escritorio
- Impresora
- Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida
- Estabilizador

5.3.2.7. Software

❖ Gen5™ versión 2.0 (Biotek)



5.3.3. SERVICIOS

- ✓ Servicios de agua
- Servicio de luz
- Servicio de internet
- Aire acondicionado
- ✓ Uso del laboratorio especializado



VI. CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS



| DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO | | | | | |
|-------------------------------|----------------------------------|------------------------|--|------------------------------|--|
| N° | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | UNIDAD ORGÁNICA | |
| INICIO | | | | | |
| 1 | EMITIR ORDEN DE PROCEDIMIENTO | Orden de procedimiento | Médico especialista (neurogenetista, médico genetista) | Servicio de Neurogenética | |



















| 2 | TRÁMITE DE ORDEN DE PROCEDIMIENTO Tramitar la orden en la oficina de pre liquidación para que coloquen los datos de pre liquidación Pagar Ventanilla del SIS: 2 sellos (ROJO y AZUL) | Boleta de Pago o preliquidación con VB del SIS. | Personal de Oficina de Preliquidación Personal de admisión. Ventanilla CAJA | Contabilidad SIS Contabilidad | * |
|-----------|---|---|---|-------------------------------|--|
| 3 | CONSENTIMIENTO INFORMADO | Formato de consentimiento informado firmado | Personal de área de Toma de Muestra | Servicio de Neurogenética | 8 |
| 4 | EXTRACCIÓN DE ADN (según procedimiento estándar del Laboratorio de Neurogenética) | ADN genómico | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética | 18 |
| 5 | PREPARACIÓN DE ADN PARA GENOTIPIFICACIÓN | Alícuota de ADN con concentración 10 ng/uL | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética | |
| ODENAS OF | GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE ATTCT POR PCR Amplificación por PCR usando Termociclador Proflex: Preparar la siguiente mezcla de reacción para una muestra problema, una muestra control y una muestra blanco: En la cabina de PCR, preparar 10 uL de mezcla de reacción con las siguientes concentraciones finales para cada muestra: DMSO 5 %, 0.8 uL Buffer de PCR para enzima Taq platinum 1X, 1 U/uL MIX Cebador: SCA10-F + SCA10-R, 0.2 uM c/u, 0.1uL MIX Cebador: SCA10-F + SCA10-R, 0.2 uM c/u, 0.1uL Completar con agua hasta 10ul Emplear el siguiente programa de amplificación: 2 minutos de denaturación inicial a 94°C, 30 | Genotipo para los alelos del microsatélite ATTCT | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética | O DE COMPANIA DE C |









Instituto Nacional

Visualización de productos de PCR por electroforesis vertical en geles de poliacrilamida no denaturante al 6%

Para solo visualizar el producto del PCR, Utilizar una cámara de 10 cm para la electroforesis y correr a 150V durante 75 minutos Sembrar en cada pocillo 2uL de producto de PCR con 2uL de buffer de siembra.

Preparación de placa de fragmentos:

En una placa compatible con el equipo proceder con los siguientes pasos:

Preparar una mezcla de 9.35 µL de Formamida, 0.15 µL Marcador GeneScanTM 500 LIZ, por cada muestra, control y muestra blanco a evaluarse.

Dispensar 9.5 µL de la mezcla en cada pocillo de la placa.

Añadir 0.5 µL del producto de amplificación obtenido en las reacciones de PCR.

Denaturalizar las muestras a 98°C por 5 minutos. Guardar la placa a 4°C hasta

introducirla al analizador (periodos < a 24 horas) o a -20°C (periodos > 24 horas).

Electroforesis capilar usando Analizador genético SeqStudio™:

Una vez preparada la placa, los productos de las reacciones deben ser sometidas a electroforesis capilar. Se emplearán las condiciones recomendadas por el fabricante.

Usando el Software Plate manager se ingresa la información de la placa para que sea reconocida por el analizador genético.














Instituto Nacional

Análisis de resultados

7

molecular está marcado con GeneScanTM 500 LIZ.

Resultados de PCR Empleando el programa Genemapper, analizar el tamaño de los fragmentos generados. El resultado será electroferograma con picos de intensidad determinada ٧ separados de manera proporcional al tamaño del fragmento. La estimación del No de repeticiones ATTCT se realiza con la siguiente formula: #CAG=

GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE ATTCT POR TP-PCR

(pb-127)/5

En la cabina de PCR, preparar 10 uL de mezcla de reacción con las siguientes concentraciones finales para cada muestra:

- Buffer de PCR para enzima Taq Platinum 1X, 1 uL
- dNTPs 0.2mM c/u, 0.8
- MgCl₂ 1.5mM, 0.3 uL
- Cebador:

SCA10-F 1uM, 0.1

uL

SCA10-2 0.1 uM.

0.1 uL

uL

Sca10-3 1uM, 0.1

- Enzima Taq Platinum 0.075 U/uL, 0.15 uL
- ADN 2 ng/uL, 2 uL
- Agua ultrapura hasta completar 10uL.

Emplear el siguiente programa de amplificación: 2 minutos de denaturación inicial a 94°C, 30 ciclos de denaturación a 94°C por



Laboratorio de Neurogenética

Servicio de Neurogenética











30 segundos, hibridación a 60°C por 30 segundos, y extensión a 72°C por 2 minutos; seguido por un paso de extensión final a 72°C por 10 minutos.

Instituto Nacional

Visualización los amplificados:

- Electroforesis en gel de poliacrilamida no denaturante al
- Sembrar en cada pocillo 6uL de producto de PCR con 3uL de buffer de siembra.
- Voltaje de corrida: 200V x45 minutos
- -Realizar la tinción del gel con el protocolo de tinción argéntica usando solución de nitrato de plata.
- Verificar que las muestran hayan sido amplificadas correctamente

Preparación de la placa de fragmentos usando **Termociclador Proflex:**

Emplear el protocolo descrito para la preparación de la placa de fragmentos para productos de PCR.

Guardar la placa a 4°C hasta introducirla al analizador.

Electroforesis capilar usando el analizador genético SeqStudio™:

Usando el Software Plate manager se ingresa la información de la placa para que sea reconocida por el analizador genético.

Una vez preparada la placa, las reacciones deben ser sometidas a electroforesis capilar. empleará el protocolo descrito para la electroforesis capilar de placa de fragmentos para productos de PCR.

Análisis de resultados

Resultados de TP-PCR

Por TP-PCR se puede diferenciar alelos de gran tamaño que por











| | PCR no pudieron detectarse debido a su gran tamaño. Se debe evaluar el perfil del electroferograma generado. Se determina como alelo expandido cuando el patrón de picos supera los 276 pb | | | |
|---|---|--|---------------------------------|------------------------------|
| 8 | REGISTRO Y REPORTE DE PROCEDIMIENTO Registrar "Reporte de laboratorio a disposición" en base de datos "Genotipificaciones". | Información registrada en base de datos y Reporte de genotipificación para ATXN10 | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética |
| | | FIN | | |

VII. RECOMENDACIONES

- Todo estudio genético debe ser realizado previo proceso de consentimiento informado que autorice el procedimiento genético.
- ➤ La solicitud de la prueba genética y la entrega del reporte de resultado, debe realizarse directamente con la persona afectada en el contexto de una evaluación médica y de asesoramiento genético que incluye evaluación pre-test, test y post-test.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Matsuura, T., Yamagata, T., Burgess, D.L., Rasmussen, A., Grewal, R.P., Watase, K., Khajavi, M., Mccall, A.E., Davis, C.F., Zu, L., Achari, M., Pulst, S.M., Alonso, E., Noebels, J.L., Nelson, D.L., Zoghbi, H.Y. y Ashizawa, T., 2000. Large expansion of the ATTCT pentanucleotide repeat in spinocerebellar ataxia type 10. Nature genetics, vol. 26, no. 2, pp. 191-194. ISSN 1061-4036. DOI 10.1038/79911.
- → otsi, C., Zamba-papanicolaou, E., Georghiou, A., Kyriakides, T., papacostas, S., Kleopa, K.A., Pantzaris, M. y Christodoulou, K., 2012. Investigation of SCA10 in the Cypriot population: further exclusion of SCA dynamic repeat mutations. Journal of the Neurological Sciences, vol. 323, no. 1-2, pp. 154-157. ISSN 1878-5883. DOI 10.1016/j.jns.2012.09.006.
- Matsuura T, Ashizawa T. Spinocerebellar Ataxia Type 10. 2002 Apr 23 [Updated 2019 Sep 19]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1175
- ➤ Ashizawa T, Matsuura T. [Spinocerebellar ataxia type 10 (SCA10): a disease caused by a novel pentanucleotide repeat expansion]. Rinsho Shinkeigaku. 2001 Dec;41(12):1120-2. Japanese. PMID: 12235814



D. TEJADA P.

ANEXO

ANEXO 01: PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA ELECTROFORESIS
ANEXO 02: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA GENÉTICA ATAXIA
TIPO 10



ANEXO 01 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA ELECTROFORESIS

Instituto Nacional de Ciencias Neurológ

| | POLIACRILAMIDA 21% | TBE | 10X |
|-----------------------------------|------------------------|---|--------|
| Bis acrilamida | 20 g | Tris | 54 g |
| Acrilamida | 15 | Ácido Bárico | 27.5 g |
| H2O _{des} hasta 100 | l mL | EDTA 0.5M pH 8.0 | 20 ml |
| | | H ₂ O _{dess} hasta 500 mL | |
| POLIACRILAMID | A NO DENATURANTE AL 6% | | |
| (Stock de trabaĵo | b) | TBE | ıx |
| Poliacrilamida 21% | 6 mL | TRE 10X | 100 mL |
| TBE 10X | 2.1 mL | H ₀ O _{state} | 900 mL |
| H2O | 11.9 mL | | |
| POLIACRILAMID (Stock de trabaj | A NO DENATURANTE AL 8% | | |
| Poliacrilamida 21% | 8 mL | | |
| TBE 10X | 2.1 mL | | 1 |
| H _i O _{iss} | 11.9 mL | | |



TINCIÓN ARGENTICA

| SOLUCIÓN A (FI | jación) | | CIÓN B ción) | SOLUCIÓN C (Reveli | ado] |
|---------------------------------|---------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|--|
| Ácido acético | 1 mL | Nitrato de plata | 0.3 g | Hidráxido de sadia | 35 |
| Alcohol absoluto | 10 mL | H2O _{bis} hasts | 150 mL | H2O _{kar} hasta 150 mL | - Administration of the Control of t |
| H2O _{stal} hasta 150 n | L I | _ | | Agregar Formaldehido al 37% | 1 mL |












ANEXO 02 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA GENÉTICA ATAXIA TIPO 10

Instituto Nacional







PERÚ

Ministerio de Salud Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

SERVICIO DE NEUROGENÉTICA



GUIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA

GENOTIPIFICACIÓN DE LA ATAXIA ESPINOCEREBELOSA TIPO 3


(SCA3)



INCN 2022

Jr. Ancash N° 12 Barrios Altos, Lima – Pe Dirección General – Teléfono N° 328-14 Central Telefónica N° 411-770 www.incn.gob.







INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y **TRATAMIENTO**

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

SERVICIO DE NEUROGENÉTICA





QUIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DE LA ATAXIA ESPINOCEREBELOSA TIPO 3 (SCA3)



DIRECTORIO:

M.C. ESP. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO **DIRECTOR GENERAL**

ECON. DAVID ALEJANDRO TEJADA PARDO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Instituto Nacional

de Ciencias Neurológ

M.C. ESP. JUAN MANUEL SIFUENTES MONGE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

M.C. ESP. DIANA M. RIVAS FRANCHINI JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

M.C. ESP. ELISON H. SARAPURA CASTRO JEFE DEL SERVICIO DE NEUROGENÉTICA

APOYO ADMINISTRATIVO:

TEC. LUIS MIGUEL CRUZADO SALAZAR JEFE DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

BACH, DIEGO ALEXANDER FERIA ROJAS UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO







Lima, Perú 2022







Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

| N° | CONTENIDO | PÁG. |
|---|--|------|
| | CUADRO DE CONTROL | 05 |
| 1. | FINALIDAD | 06 |
| II. | OBJETIVO | 06 |
| III. | ÁMBITO DE APLICACIÓN | 06 |
| IV. | NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR | 06 |
| ٧. | CONSIDERACIONES GENERALES | 06 |
| | 5.1.DEFINICIONES OPERATIVAS | 06 |
| | 5.2.CONCEPTOS BÁSICOS | 06 |
| | 5.3.REQUERIMIENTOS BÁSICOS | 06 |
| - 1000 | 5.3.1. RECURSOS HUMANOS | 06 |
| | 5.3.2. MATERIALES | 07 |
| 07 - 15-11-1-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11-11 | 5.3.2.1. IMPLEMENTOS MOLECULARES | 07 |
| | 5.3.2.2. REACTIVOS QUÍMICOS | 07 |
| | 5.3.2.3. MATERIAL DE PLÁSTICO | 07 |
| | 5.3.2.4. MATERIAL DE VIDRIO | 07 |
| NCLIC | 5.3.2.5. OTROS MATERIALES | 08 |
| ON THE | 5.3.2.6. EQUIPOS | 08 |
| Store | 5.3.2.7. SOFWARE | 08 |
| ROCKL | 5.3.3. SERVICIOS | 08 |
| VI. | CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS | 08 |
| VII. | RECOMENDACIONES | 13 |
| VIII. | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 13 |
| IX. | ANEXOS | 13 |
| DE | ANEXO 01: PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA ELECTROFORESIS | 14 |
| 30 00 | ANEXO 02: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA GENÉTICA PARA SCA3 | 15 |







Instituto Nacional



| ROL | ORGANO | FECHA | V° B° |
|--------------|--|-----------------|----------------|
| ELABORADO | SERVICIO DE NEUROGENÉTICA | DICIEMBRE, 2021 | |
| | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA | DICIEMBRE, 2021 | |
| REVISADO POR | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO | DICIEMBRE, 2021 | |
| | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (UNIDAD DE ORGANIZACIÓN) | ENERO, 2022 | and the second |
| | ASESORÍA JURÍDICA | ENERO, 2022 | |
| APROBADO | DIRECCIÓN GENERAL | ENERO, 2022 | |











Instituto Nacional

de Ciencias Neurológio

FINALIDAD 1.

Apoyar el diagnóstico molecular de la ataxia espinocerebelosa tipo 3 (SCA3) a través de una guía técnica para la genotipificación del número de repeticiones CAG del gen ATXN3, sustentada en la evidencia científica vigente para este procedimiento.

11. **OBJETIVO**

Normar el procedimiento de genotipificación del número de repeticiones CAG del gen ATXN3 con una técnica basada en PCR y TP-PCR en apoyo al diagnóstico de la ataxia espinocerebelosa tipo 3 (SCA3).

AMBITO DE APLICACIÓN III.

Guía técnica de aplicación obligatoria para el personal del Laboratorio del Servicio de Neurogenética y Centro de Investigación Básica en Neurogenética del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR IV.

81180 - ATXN3 (ataxina 3) (p. ej., ataxia espinocerebelosa, enfermedad de Machado-Joseph) análisis de genes, evaluación para detectar alelos

CONSIDERACIONES GENERALES V.

5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS

- > Ataxia espinocerebelosa tipo 3 (SCA3): enfermedad neurodegenerativa causada por el microsatélite CAG anormalmente expandido en el gen ATXN3.
- > Genotipificación del gen ATXN3: proceso de la determinación del genotipo de un individuo con respecto al número de repeticiones CAG en el gen ATXN3.

5.2. CONCEPTOS BÁSICOS

- Gen ATXN3: gen ubicado en la región autosómica 14q32.12
- PCR: Reacción en cadena de la polimerasa.
- TP-PCR: Reacción en cadena de la polimerasa con cebador de triple cebador.
- > Genotipo humano: en el contexto de un estudio molecular, se refiere a los dos alelos o formas heredadas de un gen (o una variante de un gen) especifico de un individuo.
- > ADN: ácido Desoxirribonucleico.
- > Consentimiento Informado: Procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en una prueba genética.
- GENOTIPIFICACION DEL MICROSATÉLITE CAG POR TP-PCR
- Este procedimiento es complementario a la PCR convencional. Se aplica en resultan aparentemente homocigotos por PCR. El resultado es cualitativo, sólo determina la presencia o ausencia de un alelo mutado mayor a 60 repeticiones CAG que la PCR no pudo detectar.



5.3. REQUERIMIENTOS BÁSICOS

5.3.1. RECURSOS HUMANOS

- ✓ 01 biólogo con entrenamiento en biología molecular.
- ✓ 01 técnico de laboratorio.
- ✓ 01 médico neurogenetista.
- ✓ 01 médico genetista.







5.3.2.1. Implementos moleculares

Instituto Nacional

- ❖ Cebador MJD52 (Forward): 5' CCA GTG ACT ACT TTG ATT CG –
- Cebador MJD25 (Reverse): 5' TGG CCT TTC ACA TGG ATG TGA A - 3'
- Cebador ForTail: 5'-TACGCATCCCAGTTTGAGACG-3'
- Cebador IntRep: 5'-TACGCATCCCAGTTTGAGACGCAGCAGCAGCAGCAGCAG-3'
- ❖ GeneAmp® dNTPs mix: A, T, G y C (2.5 mM c/u)
- DMSO 100% (Sigma-Aldrich)
- ❖ Platinum® Tag DNA polymerase 5 U/µL (Invitrogen). Incluye: Buffer PCR 10x y MgCl2 50 mM.
- Marcador de peso molecular de 10 pb
- Agua ultrapura libre de nuecleasa

5.3.2.2. Reactivos químicos

- Acrilamida
- Bisacrilamida
- TEMED
- Persulfato de amonio
- Trizma base
- Ácido bórico
- ❖ EDTA 0.5M pH 8
- Ácido Clorhídrico
- Xilencianol
- Azul de Bromofenol
- Glicerol
- Etanol absoluto
- Ácido acético
- Nitrato de Plata (AgNO3)
- Hidróxido de sodio (NaOH)
- Formaldehído 37%
- Agua tridestilada

5.3.2.3. Material de plástico

- Micropipetas 10 μL, 20 μL, 50 μL, 100 μL, 200 μL y 1000 μL.
- Tips con filtro 10 μL, 20 μL, 100 μL, 200 μL, 1000 μL
- * Tubos de PCR 0.2 mL
- Tubos de centrífuga 1.5 mL
- Gradillas para tubos de 0.2 mL y 1.5 mL
- Pisetas
- Estación congelada para PCR
- Soporte para micropipetas

5.3.2.4. Material de vidrio

- Matraz aforado
- Probetas
- Vasos de precipitados
- Pipetas 1 mL, 5 mL, 10 mL y 25 mL.
- Propipetas
- Frascos









5.3.2.5. Otros materiales

- Papel Lente
- Tiras reactivas de pH

Instituto Nacional

- Mascarilla descartable (N-95 y quirúrgica)
- Guantes de nitrilo descartables
- Mandil descartable
- Gorro descartable
- Botas descartables
- Material de escritorio: Bolígrafo, forro de plástico, papel bond A4, Cuaderno de laboratorio, sobre manila, marcador indeleble, Tóner para impresora.
- Papel aluminio
- Parafilm

5.3.2.6. Equipos

- Termociclador Proflex (Applied Biosystems)
- Espectrofotómetro Epoch (Biotek)
- Cabina de PCR (ESCO®)
- Cámara de electroforesis vertical profesional (Cleaver)
- Fuente poder (Biorad)
- Balanza analítica (Shimadzu)
- Centrífuga (Eppendorf)
- Agitador magnético (Velp)
- Refrigeradores a 4°C (Thermo Scientific y Miray)
- Congeladora a -8°C/-20°C (Frigidaire)
- Picocentrífuga
- Vórtex
- Cronómetro
- Computadora de escritorio
- Impresora
- Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida
- Estabilizador

5.3.2.7. Software

❖ Gen5™ versión 2.0 (Biotek)

5.3.3. SERVICIOS

- ✓ Servicios de agua
- ✓ Servicio de luz
- ✓ Servicio de internet
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Uso del laboratorio especializado

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS VI.


Este estudio requiere que se incluya un procedimiento TP-PCR para descartar casos de homoalelismo.













| | DESCRIP | PCIÓN DEL PROCI | EDIMIENTO | - |
|--|--|---|---|-------------------------------|
| N° | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | UNIDAD ORGÁNICA |
| | | | | |
| 1 | EMITIR ORDEN DE PROCEDIMIENTO | Orden de procedimiento | Médico especialista (neurogenetista, médico genetista) | Servicio de Neurogenética |
| 2 | TRÁMITE DE ORDEN DE PROCEDIMIENTO Tramitar la orden en la oficina de pre liquidación para que coloquen los datos de pre liquidación Pagar Ventanilla del SIS: 2 sellos (ROJO y AZUL) | Boleta de Pago o preliquidación con VB del SIS. | Personal de Oficina de Preliquidación Personal de admisión. Ventanilla CAJA | Contabilidad SIS Contabilidad |
| 3 | CONSENTIMIENTO INFORMADO | Formato de consentimiento informado firmado | Médico especialista (neurogenetista, médico genetista) | Servicio de Neurogenética |
| 4 | EXTRACCIÓN DE ADN (según procedimiento estándar del Laboratorio de Neurogenética) | ADN genómico | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética |
| 5 | PREPARACIÓN DE ADN PARA GENOTIPIFICACIÓN | Alícuota de ADN con concentración 10 ng/uL | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética |
| 6 ON STATE OF STATE O | GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG POR PCR Amplificación por PCR usando Termociclador Proflex: Preparar la siguiente mezcla de reacción para una muestra problema, una muestra control y una muestra blanco: En la cabina de PCR, preparar 10 uL de mezcla de reacción con las siguientes concentraciones finales para cada muestra: DMSO 10 %, 1 UI Buffer de PCR para enzima Taq platinum 1X, 1 UI dNTPs 0.15mM c/u, 0,6 UI | Genotipo para los alelos del microsatélite CAG | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética |







MgCl₂ 1.5mM, 0.3 UI

Mix Cebador: MJD52 + MJD25 1 uM c/u, 0.5Ul

Instituto Nacional

de Ciencias Neurológicas

- Enzima Taq Platinum 0.05 U/uL, 0.1UI
- ADN 0.3 ng/uL

Emplear el siguiente programa de amplificación: 2 minutos de denaturación inicial a 94°C, 28 ciclos de denaturación a 94°C por 30 segundos, hibridación a 58.9°C por 30 segundos, y extensión a 72°C por 60 segundos; seguido por un paso de extensión final a 72°C por 10 minutos.

Visualización de productos de PCR por electroforesis vertical en geles de poliacrilamida no denaturante al 6%

Utilizar una cámara de 30 cm para la electroforesis y correr a 150V durante 30 minutos Sembrar en cada pocillo 2uL de producto de PCR con 2uL de buffer de siembra.

Para Genotipar:

Prepara un gel de poliacrilamida al 6% no denaturante y correr en la cámara de 20cm.

-Preparar mezcla de marcadores de Inferencia y sembrar como se indica:

| Mix de marcad ores | CUG | Volu men de mues tra (µL) | Volu men de Buffer de siemb ra (µL) |
|--------------------------|-----|--|--|
| Mix 1 | 1 | 7 | - 6 |
| | 2 | 6 | 1 0 |
| N. C | 3 | 7 | - 6 |
| Mix 2 | 4 | 6 | 0 |
| NA: - O | 5 | 6 | 5 |
| Mix 3 | 6 | 6 | 7 3 |
| Min A | 7 | 7 | 6 |
| Mix 4 | 8 | 6 | |
| NALL F | 9 | 6 | 5 |
| Mix 5 | 10 | 6 | - 5 |

Volumen de la muestra problema entre 2-5 uL, dependiendo de cómo se visualice en la 1ra. corrida

















7



Voltaje de corrida:

- 300V x 20 min.
- 200Vx 40 min.
- 150V hasta que el Xilen Cianol se desplace a 6cm del borde de la placa de corrida.

Instituto Nacional

Realizar la tinción del gel con el protocolo de tinción argéntica usando solución de nitrato de plata.

Estimación del número de repeticiones CAG

Obtener una imagen digital del gel de poliacrilamida.

Con ayuda del programa Gel analyzer determinar una curva de calibración usando los valores de genotipo de las muestras marcadoras. Para esto selecciona en el gel las bandas correspondientes a los alelos de cada muestra. El programa calcula la curva de calibración y la ecuación de la misma en base a la distancia que cada banda (alelo) migra en el gel.

El programa obtiene por análisis de regresión lineal el número de repeticiones CAG de las muestras problema.

GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG POR TP-PCR

En la cabina de PCR, preparar 10 uL de mezcla de reacción con las siguientes concentraciones finales para cada muestra:

- DMSO 6 %, 0.6 uL
- Buffer de PCR para enzima Taq platinum 1X, 1 uL
- dNTPs 0.2mM c/u, 0.8 uL
- MgCl₂ 1.5mM, 0.3 uL
- Cebador: MJD25R 0.2uM, 0,1uL For Tail 0.2 uM ,0.1 uL IntRep 0.06 uM, 0.12uL
- Enzima Taq Platinum 0.04 U/uL, 0.08 uL













- ADN 1 ng/uL, 1-2 uL
- Agua ultrapura hasta completar 10uL.

Instituto Nacional

de Ciencias Neurológicas

Emplear el siguiente programa de amplificación: 2 minutos de denaturación inicial a 94°C, 30 ciclos de denaturación a 94°C por 30 segundos, hibridación a 62°C por 30 segundos, y extensión a 72°C por 45 segundos; seguido por un paso de extensión final a 72°C por 10 minutos.

Electroforesis gel en poliacrilamida no denaturante al 10%.

Sembrar en cada pocillo 8uL de producto de PCR con 2uL de buffer de siembra.

Voltaje de corrida:

- 200V x 1:30 hora
- Correr hasta que el Xilen Cianol se desplace a 4cm del borde de la placa de corrida.

Realizar la tinción del gel con el protocolo de tinción argéntica usando solución de nitrato de plata.

Determinación del genotipo

Establecer una línea límite de normalidad a una altura correspondiente a 228 pb.

La muestra positiva mostrará un patrón de bandas en escalera que supera el límite de normalidad. En el caso de una muestra negativa este patrón no superará el límite de normalidad.

El genotipo de las muestras problemas se determinará según el patrón de bandas que presente en comparación con las muestras control.



REGISTRO Y REPORTE DE **PROCEDIMIENTO**

Registrar "Reporte de laboratorio a disposición" en base de datos "Genotipificaciones".

Información registrada en base de datos y Reporte de genotipificación para SCA3

Laboratorio de Neurogenética Servicio de Neurogenética

FIN

8







VII. RECOMENDACIONES

- > Todo estudio genético debe ser realizado previo proceso de consentimiento informado que autorice el procedimiento genético.
- > La solicitud de la prueba genética y la entrega del reporte de resultado, debe realizarse directamente con la persona afectada en el contexto de una evaluación médica y de asesoramiento genético que incluye evaluación pre-test, test y post-test.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS VIII.

> Paulson H, Shakkottai V. Spinocerebellar Ataxia Type 3. 1998 Oct 10 [Updated 2020 Jun 4]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle Seattle: 1993-2021. Available (WA): University of Washington, https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1196.

IX. **ANEXO**

ANEXO 01: PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA ELECTROFORESIS


Instituto Nacional

ANEXO 02: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA GENÉTICA PARA SCA3











ANEXO 01 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA ELECTROFORESIS

| | POLIACRILAMIDA 21% | TBE 10 |)X |
|-------------------------------------|-------------------------------|--|--------|
| Bis acrilamida | 20 g | Tris | 54 g |
| Acrilamida | 1g | Ácido Bórico | 27.5 g |
| H2O _{ddd} hasta 100 | mL | EDTA 0.5M pH 8.0 | 20 ml |
| | | H ₂ O ₆₆₄ hasta 500 mL | |
| POLIACRILAMIDA (Stock de trabajo | A NO DENATURANTE AL 6%) | TBE 1 | x |
| Poliacrilamida 21% | 6 mL | TBE 10X | 100 mL |
| TBE 10X | 2.1 mL | H ₂ O _{ddd} | 900 mL |
| H2O _{ddd} | 11.9 mL | | |
| POLIACRILAMIDa (Stock de trabajo | A NO DENATURANTE AL 10% b) | | |
| Poliacrilamida 21% | 10 mL | | |
| TBE 10X | 2.1 mL | | |
| | | | |



Soluciones para tinción Argéntica


| SOLUCIÓN A (Fijación) | | | CIÓN B ción) | SOLUCIÓN C (Revel | ado) |
|--------------------------------|-------|--------------------------|-----------------|----------------------------------|------|
| Ácido acético | 1 mL | Nitrato de plata | 0.3 g | Hidróxido de sodio | 3 g |
| Alcohol absoluto | 10 mL | H2O _{ddd} hasta | a 150 mL | H2O _{dute} hasta 150 mL | |
| H2O _{del} hasta 150 m | L L | | | Agregar Formaldehido al 37% | 1 mL |







ANEXO 02 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA GENÉTICA PARA SCA3







ERÚ Ministerio de Salud Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

SERVICIO DE NEUROGENÉTICA



GUIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG DEL GEN ATN1



INCN 2022



Jr. Ancash N° 1271 Barrios Altos, Lima – Perú Dirección General – Teléfono N° 328-1473 Central Telefónica N° 411-77000 www.incn.gob.pe

INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y **TRATAMIENTO**

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

SERVICIO DE NEUROGENÉTICA



GUIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG DEL GEN ATN1



DIRECTORIO:

M.C. ESP. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO DIRECTOR GENERAL

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

ECON. DAVID ALEJANDRO TEJADA PARDO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

M.C. ESP. JUAN MANUEL SIFUENTES MONGE DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

M.C. ESP. DIANA M. RIVAS FRANCHINI JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

M.C. ESP. ELISON SARAPURA CASTRO JEFE DEL SERVICIO DE NEUROGENÉTICA

APOYO ADMINISTRATIVO:

TEC. LUIS MIGUEL CRUZADO SALAZAR JEFE DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

BACH. DIEGO ALEXANDER FERIA ROJAS UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO







Lima, Perú 2022





ÍNDICE

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

| N° | CONTENIDO | PÁG. |
|--|--|------|
| | CUADRO DE CONTROL | 05 |
| I. | FINALIDAD | 06 |
| | OBJETIVO . | 06 |
| 11. | ÁMBITO DE APLICACIÓN | 06 |
| III. | | 06 |
| IV. | NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR | 06 |
| ٧. | CONSIDERACIONES GENERALES | 06 |
| | 5.1.DEFINICIONES OPERATIVAS | 06 |
| | 5.2.CONCEPTOS BÁSICOS | 00 |
| | 5.3.REQUERIMIENTOS BÁSICOS | |
| | 5.3.1. RECURSOS HUMANOS | 06 |
| | 5.3.2. MATERIALES | 07 |
| | 5.3.2.1. IMPLEMENTOS MOLECULARES | 07 |
| | 5.3.2.2. REACTIVOS QUÍMICOS | 07 |
| - | 5.3.2.3. MATERIAL DE PLÁSTICO | 07 |
| | 5.3.2.4. MATERIAL DE VIDRIO | 08 |
| | 5.3.2.5. OTROS MATERIALES | 08 |
| 1 | 5,3,2.6. EQUIPOS | 08 |
| a de la companya de l | 5.3.2.7. SOFWARE | 09 |
| | 5.3.3. SERVICIOS | 09 |
| | | 09 |
| VI. | | 12 |
| VII | | 12 |
| VIII | | 12 |
| NO DE | | 13 |
| V 8" | ANEXO N° 01: FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE PRUEBA GENÉTICA PARA LA ATROFIA DENTATO-RUBRO-PALIDO-LUISIANA (DRPLA) | |









GUIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG DEL GEN ATN1

Instituto Nacional de Ciencias Neurológica







| ROL | ORGANO | FECHA | No Bo |
|--------------|--|-----------------|-------|
| ROL | SERVICIO DE NEUROGENÉTICA | DICIEMBRE, 2021 | |
| | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA | DICIEMBRE, 2021 | |
| REVISADO POR | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO | DICIEMBRE, 2021 | |
| | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (UNIDAD DE ORGANIZACIÓN) | ENERO, 2022 | |
| | ASESORÍA JURÍDICA | ENERO, 2022 | |
| APROBADO | DIRECCIÓN GENERAL | ENERO, 2022 | |





GUIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG DEL GEN ATN1

Instituto Nacional

de Ciencias Neurológicas

FINALIDAD 1.

Apoyar el diagnóstico molecular de la Atrofia dentato-rubro-pálido-luisiana, a través de una guía técnica para la genotipificación del número de repeticiones CAG del gen ATN1, sustentada en la evidencia científica vigente para este procedimiento.

OBJETIVO II.

Normar el procedimiento de genotipificación del número de repeticiones CAG del gen ATN1 en apoyo al diagnóstico de la Atrofia dentato-rubro-pálido-luisiana.

AMBITO DE APLICACIÓN III.

Guía técnica de aplicación obligatoria por el personal del Laboratorio de Neurogenética del Servicio de Neurogenética del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR IV.

> 81177 - ATN1 (atrofina1) (p. ej., atrofia dentorubropalidoluisiana) análisis de genes, evaluación para detectar alelos anormales (p. ej., expandidos)

CONSIDERACIONES GENERALES V.

5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS

- > Consentimiento Informado: Procedimiento mediante el cual se garantiza que el sujeto ha expresado voluntariamente su intención de participar en una prueba genética.
- Genotipificación del gen ATN1: proceso de la determinación del genotipo de un individuo con respecto al número de repeticiones CAG en el gen ATN1.

5.2. CONCEPTOS BÁSICOS

- > PCR: Reacción en cadena de la polimerasa, procedimiento mediante el cual se amplifica (obtienen muchas copias) de ADN y permite cuantificar repeticiones de tres nucleótidos hasta un rango determinado.
- > Electroforesis capilar: Técnica utilizada para separar las diferentes moléculas presentes en una disolución de acuerdo con la relación masa/carga de las mismas.
- Nucleótido: es una molécula que es la unidad estructural básica y el bloque de construcción del ADN y/o ARN, una de sus partes es una base nitrogenada las cuales pueden ser adenina (A), guanina (G), timina (T), citosina (C) o uracilo (U).
- > Genotipo humano: en el contexto de un estudio molecular, se refiere a los dos alelos o formas heredadas de un gen (o una variante de un gen) especifico de un individuo.
- ADN: Ácido Desoxirribonucleico, contiene la información de las características hereditarias y las secuencias para la creación de aminoácidos que generarán proteínas para el funcionamiento de un organismo.

5.3. REQUERIMIENTOS BÁSICOS

5.3.1. RECURSOS HUMANOS

- ✓ 01 biólogo genetista o con entrenamiento en biología molecular.
- ✓ 01 técnico de laboratorio.
- ✓ 01 médico genetista.
- ✓ 01 médico neurólogo.







5.3.2. MATERIALES

5.3.2.1. Implementos moleculares

Instituto Nacional

de Ciencias Neurológicas

- Cebador DRPLA-F: 5'-6-FAM-CCCAGTCCACCGCCCACCACCA-3'
- Cebador DRPLA-R: 5'- TGCTCCAGGAGGAGGGGCCCAGA-3'
- dNTPs mix: A, T, G y C (2.5 mM c/u)
- DMSO 100% (Sigma-Aldrich)
- Agua ultrapura libre de nucleasa
- Platinum® Taq DNA polymerase 5 U/µL (Invitrogen). Incluye: Buffer PCR 10x y MgCl2 50 mM.
- Marcador de peso molecular de 10 pb (Invitrogen)
- GeneScan LIZ 500 dye Size Standard
- Hi-Di Formamide
- SeqStudio Genetic Analyzer Cartridge
- SeqStudioTM Cathode Buffer Container

5.3.2.2. Reactivos químicos

- Acrilamida
- Bisacrilamida
- Nitrato de Plata
- ❖ TEMED
- Persulfato de amonio
- Tris base
- Ácido bórico
- ❖ EDTA 0.5M pH 8
- Xilencianol
- Azul de Bromofenol
- Glicerol
- Formamida
- Etanol absoluto
- Ácido acético
- Hidróxido de sodio
- Formaldehído 37%
- Agua tridestilada

5.3.2.3. Material de plástico

- Micropipetas 10 μL, 20 μL, 100 μL, 200 μL y 1000 μL.
- Tips con filtro 10 μL, 20 μL, 100 μL, 200 μL y 1000 μL
- Tubos de PCR de tapa plana 0.2 mL
- Tubos de PCR de tapa cónica 0.2 mL
- MicroampTM 8-Tube Strip, 0.2mL
- MicroampTM 8-Cap Strip
- Tubos de centrífuga 2 mL
- Gradilla para tubos de 0.2 mL
- Gradilla para tubos de 2 mL
- Pisetas
- MicroAmp® 96-Well Tray/Retainer Set
- Estación congelada para PCR
- Placa de cultivo de 96 pocillos
- Soporte para micropipetas
- Septa for 0.2 mL MicroAmp tubes
- Cathode Buffer Container Reservoir Septa for SeqStudio Genetic Analyzer









Material de vidrio

Matraz aforado de 500 mL.

Instituto Nacional

de Ciencias Neurológica

- ❖ Probeta de 1000 mL.
- Vasos de precipitados de 50 mL.
- Pipeta de vidrio de 10 mL
- Pipeta de vidrio de 25 mL.
- Propipetas
- Baquetas
- Frasco transparente de 500 mL, 1 L y 4 L.
- Frasco color caramelo de 200 mL.

5.3.2.5. Otros materiales

- Papel lente para laboratorio
- Papel aluminio
- Lejía
- Papel toalla
- · Parafilm
- Mascarilla descartable
- Guantes de nitrilo descartables
- Mandil descartable
- Gorro descartable
- Botas descartables
- Material de escritorio: Bolígrafo, forro de plástico, papel bond A4, Cuaderno de laboratorio, sobre manila, marcador indeleble, Tóner para impresora, archivador, sello, tintero para huella digital.
- DNAZap PCR DNA Degradation Solutions
- Accesorios para electroforesis: Peine de 24 pocillos, separadores de 1mm y vidrios con muesca y sin muesca, cables de fuente de energía.

5.3.2.6. Equipos

- Termociclador Proflex (Applied Biosystems)
- ❖ Analizador genético SeqStudio™ (Applied Biosystems)
- Espectrofotómetro Epoch (Biotek)
- Sistema de documentación de geles OmniDoci (Cleaver Scientific)
- Cabina de PCR (ESCO®)
- Cámara de electroforesis vertical profesional (Cleaver)
- Fuente poder (Cleaver)
- Balanza analítica (Shimadzu)
- Agitador magnético (Velp)
- Refrigeradores a 4°C (Thermo Scientific)
- Refrigeradores a 4°C (Miray)
- Congeladora a -20°C (Miray)
- Picocentrífuga
- Vórtex
- Cronómetro
- Computadoras de escritorio
- Impresora
- Sistema de alimentación eléctrica ininterrupida
- Estabilizador









5.3.2.7. Software

- Plate manager (Applied Biosystems)
- ❖ GeneMapper™ Software 5 (Applied Biosystems)
- ❖ Gen5™ versión 2.0 (Biotek)

5.3.3. SERVICIOS

- ✓ Servicios de agua
- ✓ Servicio de luz
- ✓ Servicio de internet
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Uso del laboratorio especializado


CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS VI.

| DESCRPCION DEL PROCEDIMIENTO | | | | | |
|------------------------------|---|--|--|-------------------------------|--|
| l° | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | UNIDAD ORGÁNICA | |
| | | INICIO | | | |
| 1 | CONSENTIMIENTO INFORMADO PARA ESTUDIO GENÉTICO | Documento de Consentimiento Informado firmado | Área Clínica | Servicio de Neurogenética | |
| 2 | EMITIR ORDEN DE PROCEDIMIENTO | Orden de procedimiento | Área Clínica | Servicio de Neurogenética | |
| 3 | TRÁMITE DE ORDEN DE PROCEDIMIENTO Preliquidación Solicitar la preliquidación del procedimiento Liquidación Liquidación Liquidar el costo del procedimiento o Trámite de aprobación del SIS | Sello de Preliquidación Boleta de Pago Orden con dos sellos de SIS | Unidad de Preliquidación Ventanilla CAJA Ventanilla SIS | Contabilidad Contabilidad SIS | |
| 4 | REGISTRAR LOS DATOS DEL PACIENTE | Información registrada en base de datos Solicitud de procedimiento molecular | Área Clínica | Servicio de Neurogenética | |
| 5 | EXTRACCIÓN DE ADN (según procedimiento estándar del Laboratorio de Neurogenética) | ADN genómico | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética | |
| 6 | PREPARACIÓN DE ADN PARA GENOTIPIFICACIÓN | Alícuota de ADN con concentración 10 ng/uL | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética | |
| 7 | GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG POR PCR Preparar la siguiente mezcla de reacción para una muestra problema, una muestra control y una muestra blanco: | Genotipo para los alelos del microsatélite CAG | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética | |









Instituto Nacional

de Ciencias Neurológicas

En la cabina de PCR, preparar 10 uL de mezcla de reacción con las siguientes concentraciones finales para cada muestra:

- **DMSO 10%**
- Buffer de PCR para enzima tag platinum 1X
- dNTPs 0.2mM c/u
- MgCl₂ 1.5 mM
- Cebador DRPLA-F 0.5uM
- Cebador DRPLA-R 0.5uM
- Enzima taq platinum 0.05 U/uL
- ADN 1 ng/uL

Emplear el siguiente programa de minutos 2 amplificación: denaturación inicial a 94°C, 30 ciclos de denaturación a 94°C por 30 segundos, hibridación a 60°C por 30 segundos, y extensión a 72°C por 30 segundos; seguido por un paso de extensión final a 72°C por 10 minutos.

Visualización de productos de PCR por electroforesis en gel de poliacrilamida

Preparar un gel de poliacrilamida al para denaturante electroforesis de los productos de PCR. Sembrar en cada pocillo 2uL de producto de PCR con 2uL de buffer de siembra. Además, se debe colocar un 0.7 uL marcador de peso molecular de 10pb con 2uL de buffer de siembra. Administrar un voltaje de 150 V por 30 minutos. Realizar la tinción del gel con el protocolo de tinción argéntica usando solución de nitrato de plata. Verificar que las muestran hayan sido amplificadas correctamente.

Preparación de placa de fragmentos usando Termociclador Proflex

En una placa compatible con el equipo proceder con los siguientes pasos: Preparar una mezcla de 9.35 µL de Formamida 0.15 Marcador μL GeneScanTM 500 LIZ, por cada muestra, control y muestra blanco a evaluarse. Dispensar 9.5 µL de la mezcla en cada pocillo de la placa. Añadir 0.5 µL del ADN obtenido en las reacciones de PCR. Denaturalizar las muestras a 98°C por 5 minutos. Guardar la placa a 4°C hasta introducirla al analizador.









| | Electroforesis capilar usando |
|---|---|
| | Analizador genético SeqStudio™ |
| | Una vez preparada la placa, los |
| | productos de las reacciones deben |
| | ser sometidas a electroforesis capilar. |
| | Se emplearán las condiciones |
| | recomendadas por el fabricante. |
| | Usando el Software Plate manager se |
| | ingresa la información de la placa |
| | para que sea reconocida por el |
| | analizador genético. Para programar |
| | las condiciones de electroforesis |
| | capilar se debe tener en cuenta que |
| ۱ | el rango de amplificación varía entre |
| | 100 a 500 pb, los cebadores |
| ١ | empleados están marcados con 6- |
| | FAM y que el patrón de peso |
| | molecular está marcado con |
| | GeneScanTM 500 LIZ. |
| | |

Análisis de resultados y estimación del número de repeticiones programa Empleando el GeneMapperTM, analizar el tamaño de fragmentos generados. resultado será un electroferograma con picos de intensidad determinada y separados de manera proporcional al tamaño del fragmento.

NOTA: Los productos de PCR de microsatélites tienen una migración más rápida que el ADNss debido al alto contenido de GC por lo que realizar la estimación del número de repeticiones CAG empleando un marcador de peso molecular comercial puede derivar en errores de cálculo.

Para calcular el número de repeticiones de un alelo desconocido, se debe comparar el electoferograma obtenido empleando el estándar de secuencia específica para este procedimiento y los electroferogramas obtenidos por cada muestra analizada.

REGISTRO Y REPORTE DE **PROCEDIMIENTO**

 Registrar "Reporte de laboratorio a disposición" en base de datos "Genotipificaciones".

Información registrada en base de datos y Reporte de genotipificación para DRPLA

Laboratorio de Neurogenética (biologo genetista y medico genetista)

Servicio de Neurogenética







FIN



RECOMENDACIONES

> Todo estudio genético debe ser realizado previo proceso de consentimiento informado que autorice el procedimiento genético.

Instituto Nacional

> La solicitud de la prueba genética y la entrega del reporte de resultado, debe realizarse directamente con la persona afectada en el contexto de una evaluación médica y de asesoramiento genético que incluye evaluación pre-test, test y post-test.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS VIII.

> Sulek-Piatkowska A, et al. 2008. Searching for mutation in the JPH3, ATN1 and TBP genes in Polish patients suspected of Huntington's disease and without mutation in the IT15 gene. Neurol Neurochir Pol. 42(3):203-9.

ANEXO IX.

ANEXO 01: FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE PRUEBA GENÉTICA PARA LA ATROFIA DENTATO-RUBRO-PALIDO-LUISIANA (DRPLA)










ANEXO 01 FLUJOGRAMA DE PROCEDIMIENTO DE PRUEBA GENÉTICA PARA LA ATROFIA DENTATO-RUBRO-PALIDO-LUISIANA (DRPLA)







RÚ Ministerio de Salud Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

SERVICIO DE NEUROGENÉTICA



GUÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG DEL GEN PPP2R2B



INCN 2022



Jr. Ancash N° 127
Barrios Altos, Lima – Per
Dirección General – Teléfono N° 328-147
Central Telefónica N° 411-7700
www.jincn.gob.c



INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

Instituto Nacional

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y **TRATAMIENTO**

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

SERVICIO DE NEUROGENÉTICA



QUÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG DEL GEN PPP2R2B



DIRECTORIO:

M.C. ESP. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO

Instituto Nacional

de Ciencias Neurológicas

DIRECTOR GENERAL

ECON. DAVID ALEJANDRO TEJADA PARDO

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

M.C. ESP. JUAN MANUEL SIFUENTES MONGE

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

M.C. ESP. DIANA M. RIVAS FRANCHINI

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

M.C. ESP. ELISON SARAPURA CASTRO

JEFE DEL SERVICIO DE NEUROGENÉTICA

APOYO ADMINISTRATIVO:

TEC. LUIS MIGUEL CRUZADO SALAZAR

JEFE DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

BACH. DIEGO ALEXANDER FERIA ROJAS

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO





Lima, Perú 2022





ÍNDICE

| 0 | CONTENIDO | PÁG. |
|--------------|--|------|
| | CUADRO DE CONTROL | 05 |
| I. | FINALIDAD | 06 |
| II. | OBJETIVO | 06 |
| 111. | ÁMBITO DE APLICACIÓN | 06 |
| IV. | NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR | 06 |
| ٧. | CONSIDERACIONES GENERALES | 06 |
| | 5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS | 06 |
| | 5.2. CONCEPTOS BÁSICOS | 06 |
| | 5.3. REQUERIMIENTOS BÁSICOS | 06 |
| | 5.3.1. RECURSOS HUMANOS | 06 |
| | 5.3.2. MATERIALES | 06 |
| | 5.3.2.1. IMPLEMENTOS MOLECULARES | 06 |
| 11 - 21 - 21 | 5.3.2.2. REACTIVOS QUÍMICOS | 07 |
| | 5.3.2.3. MATERIAL DE PLÁSTICO | 07 |
| | 5.3.2.4. MATERIAL DE VIDRIO | 07 |
| | 5.3.2.5. OTROS MATERIALES | 07 |
| | 5.3.2.6. EQUIPOS | 08 |
| | 5.3.2.7. SOFWARE | 08 |
| | 5.3.3. SERVICIOS | 08 |
| VI. | | 08 |
| VII. | | 11 |
| VIII. | | 11 |
| IX | | 11 |
| 75 | | 12 |
| 300 | ANEXO N° 01: PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA ELETROFORESIS ANEXO N° 02: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA GENÉTICA SCA12 | 15 |



OF NEUROG





D. TEJADA P.





GUÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG DEL GEN PPP2R2B

| Jugabic. | ROL | ORGANO | FECHA | V° B° |
|---------------|--------------|--|-----------------|-------|
| BERROCK! | ELABORADO | SERVICIO DE NEUROGENÉTICA | DICIEMBRE, 2021 | |
| | | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA | DICIEMBRE, 2021 | |
| SERNO DE S. | REVISADO POR | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO | DICIEMBRE, 2021 | |
| OF CIENCIAS | | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (UNIDAD DE ORGANIZACIÓN) | ENERO, 2022 | N) |
| STERIO DE SAL | | ASESORÍA JURÍDICA | ENERO, 2022 | |
| eglo eglo | APROBADO | DIRECCIÓN GENERAL | ENERO, 2022 | |



GUÍA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG DEL GEN PPP2R2B

FINALIDAD ١.

Apoyar el diagnóstico molecular de la ataxia espinocerebelosa tipo 12 (SCA12) a través de una guía técnica para la genotipificación del número de repeticiones del trinucleótido CAG, sustentada en la evidencia científica vigente para este procedimiento.

OBJETIVO 11.

Normar el procedimiento de genotipificación del número de repeticiones CAG del gen PPP2R2B con una técnica basada en PCR, en apoyo al diagnóstico de la ataxia espinocerebelosa tipo 12 (SCA12).

AMBITO DE APLICACIÓN 111.

Guía técnica de aplicación obligatoria para el personal del Laboratorio del Servicio de Neurogenética y Centro de Investigación Básica en Neurogenética del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR IV.

> 81343 - PPP2R2B (proteína fosfatasa 2 subunidad reguladora beta) (p. ej., ataxia espinocerebelosa) análisis de genes, evaluación para detectar alelos anormales (p. ej., expandidos)

CONSIDERACIONES GENERALES V.

5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS

- > Ataxia espinocerebelosa tipo 12 (SCA12): enfermedad neurodegenerativa causada por el microsatélite CAG anormalmente expandido en el gen PPP2R2B
- > Genotipificación del gen PPP2R2B: proceso de la determinación del genotipo de un individuo con respecto al número de repeticiones CAG en el gen PPP2R2B.

5.2. CONCEPTOS BÁSICOS

- Gen PPP2R2B: gen ubicado en el cromosoma 5q32
- PCR: Reacción en cadena de la polimerasa.
- Genotipo humano: en el contexto de un estudio molecular, se refiere a los dos alelos o formas heredadas de un gen (o una variante de un gen) especifico de un individuo.
- ADN: ácido Desoxirribonucleico.

REQUERIMIENTOS BÁSICOS

5.3.1. RECURSOS HUMANOS

- 01 biólogo con entrenamiento en biología molecular.
- ✓ 01 técnico de laboratorio.
- ✓ 01 médico neurogenetista.
- ✓ 01 médico genetista.

5.3.2. MATERIALES

5.3.2.1. Implementos moleculares

Secuencias de cebadores de PCR:

- Cebador SCA12F: (IRD-700-5'- TGCTGGGAAAGAGTCGTG- 3')
- Cebador SCA12R: (5'- CAGCGCACTCACCCTCAC- 3')









- GeneAmp® dNTPs mix: A, T, G y C (2.5 mM c/u
- Platinum® Taq DNA polymerase 5 U/µL (Invitrogen). Incluye: Buffer PCR 10x y MgCl2 50 mM.
- ❖ GeneScan™ 500 LIZ™
- Agua ultrapura libre de nucleasas

5.3.2.2. Reactivos químicos

- Acrilamida
- Bisacrilamida
- TEMED
- Persulfato de amonio
- Tris
- Ácido bórico
- ❖ EDTA 0.5M pH 8
- Ácido Clorhídrico
- Xilencianol
- Azul de Bromofenol
- Glicerol
- Etanol absoluto
- Ácido acético
- Nitrato de Plata (AgNO3)
- Hidróxido de sodio (NaOH)
- Formaldehído 37%
- Agua tridestilada

5.3.2.3. Material de plástico

- Micropipetas 10 μL, 20 μL, 50 μL, 100 μL, 200 μL y 1000 μL.
- Tips con filtro 10 μL, 20 μL, 100 μL, 200 μL, 1000 μL
- Tubos de PCR 0.2 mL
- Tubos de centrífuga 1.5 mL
- Gradillas para tubos de 0.2 mL y 1.5 mL
- Pisetas
- Estación congelada para PCR
- Soporte para micropipetas

5.3.2.4. Material de vidrio

- Matraz aforado
- Probetas
- Vasos de precipitados
- Pipetas 1 mL, 5 mL, 10 mL y 25 mL.
- Propipetas
- Frascos
- Baguetas
- Botellas para reactivos químicos

5.3.2.5. Otros materiales

- Papel Lente
- Tiras reactivas de pH
- Mascarilla descartable (N-95 y quirúrgica)
- Guantes de nitrilo descartables
- Mandil descartable
- Gorro descartable









- Botas descartables
- Material de escritorio: Bolígrafo, forro de plástico, papel bond A4, Cuaderno de laboratorio, sobre manila, marcador indeleble, Tóner para impresora.
- Papel aluminio
- Parafilm


5.3.2.6. Equipos

- Termociclador Proflex (Applied Biosystems)
- Espectrofotómetro Epoch (Biotek)
- Cabina de PCR (ESCO®)
- Cámara de electroforesis vertical profesional (Cleaver)
- Fuente poder (Biorad)
- Balanza analítica (Shimadzu)
- Centrífuga (Eppendorf)
- Agitador magnético (Velp)
- Refrigeradores a 4°C (Thermo Scientific y Miray)
- Congeladora a 8°C/-20°C (Frigidaire)
- Picocentrífuga
- Vórtex
- Cronómetro
- Computadora de escritorio
- Impresora
- Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida
- Estabilizador

5.3.2.7. Software

❖ Gen5™ versión 2.0 (Biotek)

5.3.3. SERVICIOS




- ✓ Servicio de luz
- ✓ Servicio de internet
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Uso del laboratorio especializado

CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS VI.

| | | DESCRI | PCIÓN DEL PROCI | EDIMIENTO | |
|--|---------|--|---|---|-------------------------------|
| STERIO DE SAL | JV. | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | UNIDAD ORGÁNICA |
| SEMINES STATES | 7,00gtd | | INICIO | | |
| AND THE PROPERTY OF THE PARTY O | 1 | EMITIR ORDEN DE PROCEDIMIENTO | Orden de procedimiento | Médico especialista (neurogenetista, médico genetista) | Servicio de Neurogenética |
| D. TEJADAP. | 2 | TRÁMITE DE ORDEN DE PROCEDIMIENTO Tramitar la orden en la oficina de pre liquidación para que coloquen los datos de pre liquidación Pagar Ventanilla del SIS: 2 sellos (ROJO y AZUL) | Boleta de Pago o Preliquidación con VB del SIS. | Personal de Oficina de Preliquidación Personal de admisión. Ventanilla CAJA | Contabilidad SIS Contabilidad |











Preparación de placa de fragmentos:

En una placa compatible con el equipo proceder con los siguientes pasos: Preparar una mezcla de 9.35 µL de Formamida, 0.15 µL Marcador GeneScanTM 500 LIZ, por cada muestra, control y muestra blanco a evaluarse. Dispensar 9.5 µL de la mezcla en cada pocillo de la placa. Añadir 0.5 µL del producto de amplificación obtenido en las reacción de PCR. Denaturalizar las muestras a 98°C por 5 minutos. Guardar la placa a 4°C hasta introducirla al analizador (periodos < a 24 horas) o a -20°C (periodos > 24 horas).

Electroforesis capilar usando Analizador genético SeqStudio™:

Una vez preparada la placa, los productos de las reacciones deben ser sometidas a electroforesis capilar. Se emplearán las condiciones recomendadas por el fabricante.

Usando el Software Plate manager se ingresa la información de la placa para que sea reconocida por el analizador genético.

Para programar las condiciones de electroforesis capilar se debe tener en cuenta que el rango de amplificación varía entre 100 a 500 pb, los cebadores empleados están marcados con 6-FAM y que el patrón de peso molecular está marcado con GeneScanTM 500 LIZ.

Análisis de resultados y estimación del número de repeticiones CAG

programa Empleando Genemapper, analizar el tamaño de los fragmentos generados. El un será resultado electroferograma con picos de determinada У intensidad manera de separados tamaño al proporcional fragmento.

NOTA: Los productos de PCR de microsatélites tienen una migración más rápida que el ADNss debido al alto contenido











| | de GC por lo que realizar la estimación del número de repeticiones CAG empleando un marcador de peso molecular comercial puede derivar en errores de cálculo. Para calcular el número de repeticiones de un alelo desconocido, se debe comparar el electoferograma obtenido empleando el estándar de secuencia específica para este procedimiento y los electroferogramas obtenidos por cada muestra analizada | | | |
|---|--|---|---------------------------------|------------------------------|
| 7 | REGISTRO Y REPORTE DE PROCEDIMIENTO Registrar "Reporte de laboratorio a disposición" en base de datos "Genotipificaciones". | Información registrada en base de datos y Reporte de genotipificación para SCA12 | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética |
| | Language de la companya de la compan | FIN | | |

VII. RECOMENDACIONES

- > Todo estudio genético debe ser realizado previo proceso de consentimiento informado que autorice el procedimiento genético.
- ➤ La solicitud de la prueba genética y la entrega del reporte de resultado, debe realizarse directamente con la persona afectada en el contexto de una evaluación médica y de asesoramiento genético que incluye evaluación pre-test, test y post-test.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ➤ Cholfin JA, Sobrido M, Perlman S, Pulst SM, Geschwind DH. The SCA12 Mutation as a Rare Cause of Spinocerebellar Ataxia. *Arch Neurol.* 2001;58 (11):1833–1835. doi:10.1001/archneur.58.11.1833
- Bird TD. Hereditary Ataxia Overview. 1998 Oct 28 [Updated 2019 Jul 25]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1138/

ANEXOS

ANEXO 01: PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA ELETROFORESIS

ÂNEXO 02: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA GENÉTICA SCA12









Ministerio de Salud

ANEXO 01 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA ELETROFORESIS

| | POLIACRILAMIDA 21% | TBE 10. | Κ. |
|--|------------------------|---------------------------------|--------|
| Bis acrilamida | 20 g | Tris | 54 g |
| Acrilamida | 1g | Ácido Bórico | 27.5 g |
| H2O _{ddd} hasta 100 | mL | EDTA 0.5M pH 8.0 | 20 ml |
| HALLOW THE | | H₂O _{ddd} hasta 500 mL | |
| POLIACRILAMIDA | A NO DENATURANTE AL 6% | | |
| (Stock de trabajo |) | TBE 1. | × |
| Poliacrilamida 21% | 6 mL | TBE 10X | 100 mL |
| TBE 10X | 2.1 mL | H ₂ O _{ddd} | 900 mL |
| H2O _{ddd} | 11.9 mL | | |
| POLIACRILAMID | A NO DENATURANTE AL 8% | | |
| Poliacrilamida 21% | 8 mL | | |
| TBE 10X | 2.1 mL | | |
| H ₂ O _{sidd} | 11.9 mL | | |

TINCIÓN ARGENTICA


| SOLUCIÓN A (Fijación) | | | CIÓN B ción) | SOLUCIÓN C (Revela | ido) |
|--------------------------------|-------|--------------------------|-----------------|---------------------------------|------|
| Ácido acético | 1 mL | Nitrato de plata | 0.3 g | Hidróxido de sodio | 3 g |
| Alcohol absoluto | 10 mL | H2O _{ded} haste | ⊒ 150 mL | H2O _{ddd} hasta 150 mL | |
| H2O _{ddd} hasta 150 n | nL | | | Agregar Formaldehído al 37% | 1 mL |







Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas









ERÚ Ministerio de Salud Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Saluc


Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

SERVICIO DE NEUROGENÉTICA







INCN 2022




Jr. Ancash N° 1271

Barrios Altos, Lima – Peré
Dirección General – Teléfono N° 328-1473

Central Telefónica N° 411-77000

www.incn.oob.pe








INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

Instituto Nacional

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y **TRATAMIENTO**

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

SERVICIO DE NEUROGENÉTICA



GUIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG/CAA DEL GEN TBP





M.C. ESP. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO DIRECTOR GENERAL

ECON. DAVID ALEJANDRO TEJADA PARDO DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Instituto Nacional

M.C. ESP. JUAN MANUEL SIFUENTES MONGE

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

M.C. ESP. DIANA M. RIVAS FRANCHINI

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

M.C. ESP. ELISON H. SARAPURA CASTRO

JEFE DEL SERVICIO DE NEUROGENÉTICA



APOYO ADMINISTRATIVO:

TEC. LUIS MIGUEL CRUZADO SALAZAR

JEFE DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

BACH. DIEGO ALEXANDER FERIA ROJAS

UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO






Lima, Perú 2022







ÍNDICE


| N° | CONTENIDO | PÁG. |
|--------|--|------|
| | CUADRO DE CONTROL | 05 |
| I. | FINALIDAD | 06 |
| II. | OBJETIVO | 06 |
| III. | ÁMBITO DE APLICACIÓN | 06 |
| IV. | NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR | 06 |
| ٧. | CONSIDERACIONES GENERALES | 06 |
| | 5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS | 06 |
| | 5.2.CONCEPTOS BÁSICOS | 06 |
| | 5.3. REQUERIMIENTOS BÁSICOS | 06 |
| | 5.3.1. RECURSOS HUMANOS | 06 |
| | 5.3.2. MATERIALES | 06 |
| | 5.3.2.1. IMPLEMENTOS MOLECULARES | 06 |
| | 5.3.2.2. REACTIVOS QUÍMICOS | 07 |
| | 5.3.2.3. MATERIAL DE PLÁSTICO | 07 |
| | 5.3.2.4. MATERIAL DE VIDRIO | 07 |
| | 5.3.2.5. OTROS MATERIALES | 07 |
| Molica | 5.3.2.6. EQUIPOS | 08 |
| CRIT | 5.3.2.7. SOFWARE | 08 |
| | 5.3.3. SERVICIOS | 08 |
| VI. | CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS | 08 |
| VII. | RECOMENDACIONES | 11 |
| VIII. | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 11 |
| IX. | ANEXOS | 11 |
| | ANEXO N° 01: PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA ELECTROFERESIS | 12 |
| | ANEXO N° 01: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA GENÉTICA PARA SCA17 | 13 |














GUIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG/CAA DEL GEN TBP



| ROL | ORGANO | FECHA | V° B° |
|--|--|-----------------|-------|
| ELABORADO | SERVICIO DE NEUROGENÉTICA | DICIEMBRE, 2021 | |
| | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA | DICIEMBRE, 2021 | |
| REVISADO POR | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO | DICIEMBRE, 2021 | |
| THE STATE OF THE S | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (UNIDAD DE ORGANIZACIÓN) | ENERO, 2022 | |
| | ASESORÍA JURÍDICA | ENERO, 2022 | |
| APROBADO | DIRECCIÓN GENERAL | ENERO, 2022 | |







GUIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO PARA LA GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG/CAA DEL GEN TBP

FINALIDAD I.

Apoyar el diagnóstico molecular de la ataxia espinocerebelosa tipo 17 (SCA17) a través de una guía técnica para la genotipificación del número de repeticiones CAG/CAA del gen TBP, sustentada en la evidencia científica vigente para este procedimiento.

OBJETIVO II.

Normar el procedimiento de genotipificación del número de repeticiones CAG/CAA del gen TBP con una técnica basada en PCR en apoyo al diagnóstico de la ataxia espinocerebelosa tipo 17 (SCA17).

AMBITO DE APLICACIÓN III.

Guía técnica de aplicación obligatoria para el personal del Laboratorio del Servicio de Neurogenética y Centro de Investigación Básica en Neurogenética del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR IV.

81344 - TBP (proteína de unión a caja TATA) (p. ej., ataxia espinocerebelosa) análisis de genes, evaluación para detectar anomalías (p. ej., expandidos)

CONSIDERACIONES GENERALES

5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS

- > Ataxia espinocerebelosa tipo 17 (SCA17): enfermedad neurodegenerativa causada por el microsatélite CAG/CAA anormalmente expandido en el gen TBP.
- Genotipificación del gen TBP: proceso de la determinación del genotipo de un individuo con respecto al número de repeticiones CAG/CAA en el gen TBP.

5.2. CONCEPTOS BÁSICOS

- Gen TBP: gen ubicado en el cromosoma 6q27
 - PCR: Reacción en cadena de la polimerasa.
 - Genotipo humano: en el contexto de un estudio molecular, se refiere a los dos alelos o formas heredadas de un gen (o una variante de un gen) especifico de un individuo.
 - > ADN: ácido Desoxirribonucleico.

5.3. REQUERIMIENTOS BÁSICOS

5.3.1. RECURSOS HUMANOS

- ✓ 01 biólogo con entrenamiento en biología molecular.
- √ 01 técnico de laboratorio.
- ✓ 01 médico neurogenetista.
- ✓ 01 médico genetista.

5.3.2. MATERIALES

5.3.2.1. Implementos moleculares

- Cebador 1: SCA17 F(6FAM- 5'GACCCACAGCCTATTCAGA- 3')
- Cebador 2 : SCA17R (5'-GGGACGTTGACTGCTGAAC-3')
- GeneAmp® dNTPs mix: A, T, G y C (2.5 mM c/u)
- Platinum® Taq DNA polymerase 5 U/µL (Invitrogen). Incluye: Buffer PCR 10x y MgCl2 50 mM.
- Marcador de peso molecular de 10 pb
- Agua ultrapura libre de nuecleasa







Reactivos químicos

- Acrilamida
- Bisacrilamida
- TEMED
- Persulfato de amonio

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

- Trizma base
- Ácido bórico
- ❖ EDTA 0.5M pH 8
- Ácido Clorhídrico
- Xilencianol
- Azul de Bromofenol
- Glicerol
- Etanol absoluto
- Ácido acético
- Nitrato de Plata (AgNO3)
- Hidróxido de sodio (NaOH)
- Formaldehído 37%
- Agua tridestilada

5.3.2.3. Material de plástico

- Micropipetas 10 μL, 20 μL, 50 μL, 100 μL, 200 μL y 1000 μL.
- Τips con filtro 10 μL, 20 μL, 100 μL, 200 μL, 1000 μL
- Tubos de PCR 0.2 mL
- Tubos de centrífuga 1.5 mL
- Gradillas para tubos de 0.2 mL y 1.5 mL
- Pisetas
- Estación congelada para PCR
- Soporte para micropipetas

5.3.2.4. Material de vidrio

- Matraz aforado
- Probetas
- Vasos de precipitados
- Pipetas 1 mL, 5 mL, 10 mL y 25 mL.
- Propipetas
- Frascos
- Baguetas
- Botellas para reactivos químicos

5.3.2.5. Otros materiales

- Papel Lente
- Tiras reactivas de pH
- Mascarilla descartable (N-95 y quirúrgica)
- Guantes de nitrilo descartables
- Mandil descartable
- Gorro descartable
- Botas descartables
- Material de escritorio: Bolígrafo, forro de plástico, papel bond A4, Cuaderno de laboratorio, sobre manila, marcador indeleble, Tóner para impresora.
- Papel aluminio
- Parafilm









5.3.2.6. Equipos

- Termociclador Proflex (Applied Biosystems)
- Espectrofotómetro Epoch (Biotek)
- Cabina de PCR (ESCO®)
- Cámara de electroforesis vertical profesional (Cleaver)
- Fuente poder (Biorad)
- Balanza analítica (Shimadzu)
- Centrífuga (Eppendorf)
- Agitador magnético (Velp)
- Refrigeradores a 4°C (Thermo Scientific y Miray)
- Congeladora a -8°C/-20°C (Frigidaire)
- Picocentrífuga
- Vórtex
- Cronómetro
- Computadora de escritorio
- Impresora
- Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida
- Estabilizador

5.3.2.7. Software

❖ Gen5™ versión 2.0 (Biotek)

5.3.3. SERVICIOS

- ✓ Servicios de agua
- ✓ Servicio de luz
- ✓ Servicio de internet
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Uso del laboratorio especializado


CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS

| DE CLENCY. | CONS | SIDERACIONES ESPECÍFIC | CIÓN DEL PROCE | DIMIENTO | |
|-----------------|-------|--|---|---|-------------------------------|
| VoBo Timento | N° | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | UNIDAD ORGÁNICA |
| C. BERRUS | | | INICIO | | |
| JUNISTERIC VO | 1 3×1 | EMITIR ORDEN DE PROCEDIMIENTO | Orden de procedimiento | Médico especialista (neurogenetista, médico genetista) | Servicio de Neurogenética |
| SERVICE OF CHEM | 2 | TRÁMITE DE ORDEN DE PROCEDIMIENTO Tramitar la orden en la oficina de pre liquidación para que coloquen los datos de pre liquidación Pagar Ventanilla del SIS: 2 sellos (ROJO y AZUL) | Boleta de Pago o preliquidación con VB del SIS. | Personal de Oficina de Preliquidación Personal de admisión. Ventanilla CAJA | Contabilidad SIS Contabilidad |
| D. TEJADA P. | 3 | CONSENTIMIENTO INFORMADO | Formato de consentimiento informado firmado | Médico especialista (neurogenetista, médico genetista) | Servicio de Neurogenética |

| | 4 | EXTRACCIÓN DE ADN (según procedimiento estándar del Laboratorio de Neurogenética) | ADN genómico | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética | |
|---------|---------|---|---|---------------------------------|------------------------------|----------|
| | 5 | PREPARACIÓN DE ADN PARA GENOTIPIFICACIÓN | Alícuota de ADN con concentración 10 ng/uL | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética | и |
| | | GENOTIPIFICACIÓN DEL MICROSATÉLITE CAG/CAA POR PCR | | | | 9 |
| | | Amplificación por PCR usando Termociclador Proflex: Preparar la siguiente mezcla de reacción para una muestra problema, una muestra control y una muestra blanco: En la cabina de PCR, preparar | | | | 3 |
| | | 10 uL de mezcla de reacción con las siguientes concentraciones finales para cada muestra: | | | | |
| nd days | 6 | Buffer de PCR para enzima Taq platinum 1X, 1 UI dNTPs 0.2mM c/u, 0,6 UI MgCl₂ 1.5mM, 0.3 UI Mix Cebador: SCA17 F + SCA17 R, 1 uM c/u, 0.5UI Enzima Taq Platinum 0.05 U/uL, 0.1UI ADN 10 ng/uL | Genotipo para los alelos del microsatélite CAG/CAA | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética | |
| DE GO | STATION | Emplear el siguiente programa de amplificación: 2 minutos de denaturación inicial a 94°C, 40 ciclos de denaturación a 95°C por 1 minuto, hibridación a 60°C por minuto, y extensión a 72°C por 60 segundos; seguido por un pase de extensión final a 72°C por 10 minutos. Visualización de productos de PCR por electroforesis vertica en geles de poliacrilamida no denaturante al 6% | 7 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 | | | SERIO DE |
| | | correr a 150V durante 30 minuto Sembrar en cada pocillo 2uL d producto de PCR con 2uL o buffer de siembra. | le | | | J. MEDIN |







En una placa compatible con el equipo proceder con los siguientes pasos:

Preparar una mezcla de 9.35 µL de Formamida, 0.15 µL Marcador GeneScanTM 500 LIZ, por cada muestra, control y muestra blanco a evaluarse.

Dispensar 9.5 μL de la mezcla en cada pocillo de la placa.

Añadir 0.5 µL del producto de amplificación obtenido en las reacción de PCR.

Denaturalizar las muestras a 98°C por 5 minutos.

Guardar la placa a 4°C hasta introducirla al analizador.

Electroforesis capilar usando Analizador genético SeqStudio™:

Una vez preparada la placa, los productos de las reacciones deben ser sometidas a electroforesis capilar. Se emplearán las condiciones recomendadas por el fabricante. Usando el Software Plate manager se ingresa la información de la placa para que sea reconocida por el analizador genético.

Para programar las condiciones de electroforesis capilar se debe tener en cuenta que el rango de amplificación varía entre 100 a 500 pb, los cebadores empleados están marcados con 6-FAM y que el patrón de peso molecular está marcado con GeneScanTM 500 LIZ.

Análisis de resultados y estimación del número de repeticiones

programa Empleando GeneMapperTM, analizar los fragmentos tamaño de generados. El resultado será un electroferograma con picos de determinada intensidad manera separados de al tamaño del proporcional fragmento.











| | Para calcular el número de repeticiones de un alelo desconocido, se debe comparar el electoferograma obtenido empleando el estándar de secuencia específica para este procedimiento y los electroferogramas obtenidos por cada muestra analizada. | | |
|---|---|---------------------------------|------------------------------|
| 8 | REGISTRO Y REPORTE DE PROCEDIMIENTO Registrar "Reporte de laboratorio a disposición" en base de datos "Genotipificaciones". | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética |

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

VII. RECOMENDACIONES

- Todo estudio genético debe ser realizado previo proceso de consentimiento informado que autorice el procedimiento genético.
- ➤ La solicitud de la prueba genética y la entrega del reporte de resultado, debe realizarse directamente con la persona afectada en el contexto de una evaluación médica y de asesoramiento genético que incluye evaluación pre-test, test y post-test.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Oda M, Maruyama H, Komure O, Morino H, Terasawa H, Izumi Y, Imamura T, Yasuda M, Ichikawa K, Ogawa M, Matsumoto M, Kawakami H. Possible reduced penetrance of expansion of 44 to 47 CAG/CAA repeats in the TATA-binding protein gene in spinocerebellar ataxia type 17. Arch Neurol. 2004 Feb;61(2):209-12.
- Toyoshima Y, Onodera O, Yamada M, et al. Spinocerebellar Ataxia Type 17. 2005 Mar 29 [Updated 2019 Sep 12]. In: Adam MP, Ardinger HH, Pagon RA, et al., editors. GeneReviews® [Internet]. Seattle (WA): University of Washington, Seattle; 1993-2021. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK1438/

IX. ANEXO

ANEXO 01: PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA ELETROFORESIS
ANEXO 02: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA GENÉTICA PARA
SCA17









ANEXO 01 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA ELETROFORESIS

| | POLIACRILAMIDA 21% | TBE 10 | X |
|------------------------------------|---------------------------------|--|--------|
| Bis acrilamida | 20 g | Tris | 54 g |
| Acrilamida | 1g | Ácido Bórico | 27.5 g |
| H2O _{ddd} hasta 100 | mL | EDTA 0.5M pH 8.0 | 20 ml |
| | | H ₂ O _{ddd} hasta 500 mL | |
| POLIACRILAMID (Stock de trabajo | A NO DENATURANTE AL 6% b) | TBE: | x |
| Poliacrilamida 21% | 6 mL | TBE 10X | 100 mL |
| TBE 10X | 2.1 mL | H ₂ O _{dd} | 900 mL |
| H2O _{ddd} | 11.9 mL | | |
| POLIACRILAMIE (Stock de traba | DA NO DENATURANTE AL 10% jo) | | |
| Poliacrilamida 21% | 10 mL | | |
| TBE 10X | 2.1 mL | | |
| H ₂ O _{ddid} | 8.9 mL | | |




Soluciones para tinción Argéntica

| SOLUCIÓN A (Fijación) | | SOLUCIÓN B (Tinción) | | SOLUCIÓN C (Revelado) | |
|---------------------------------------|------|----------------------------------|-------|----------------------------------|------|
| Ácido acético | 1 mL | Nitrato de plata | 0.3 g | Hidróxido de sodio | 3 g |
| Alkohol absoluto 10 mL | | H2O _{dski} hasta 150 mL | | H2O _{date} hasta 150 mL | |
|) ලි H2O _{dd} hasta 150 n | nL | | | Agregar Formaldehído al 37% | 1 mL |





ANEXO 02 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA GENÉTICA PARA SCA17




DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

SERVICIO DE NEUROGENÉTICA







INCN 2022



Jr. Ancash N° 1271 Barrios Altos, Lima – Perú Dirección General – Teléfono N° 328-1473 Central Telefónica N° 411-77000 www.incn.gob.pe




INSTITUTO NACIONAL DE CIENCIAS NEUROLÓGICAS

DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y **TRATAMIENTO**

DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

SERVICIO DE NEUROGENÉTICA



GUIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA GENÉTICA PARA ENCEFALOPATÍA MITOCONDRIAL CON ACIDOSIS LÁCTICA Y EPISODIOS TIPO ACV (MELAS)



DIRECTORIO:

M.C. ESP. JORGE ENRIQUE MEDINA RUBIO

DIRECTOR GENERAL

ECON. DAVID ALEJANDRO TEJADA PARDO

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO

Instituto Nacional

M.C. ESP. JUAN MANUEL SIFUENTES MONGE

DIRECTOR EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO

M.C. ESP. DIANA M. RIVAS FRANCHINI

JEFA DEL DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA

M.C. ESP. ELISON SARAPURA CASTRO

JEFE DEL SERVICIO DE NEUROGENÉTICA

APOYO ADMINISTRATIVO:

TEC. LUIS MIGUEL CRUZADO SALAZAR JEFE DE LA UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

BACH. DIEGO ALEXANDER FERIA ROJAS UNIDAD DE ORGANIZACIÓN

OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO





Lima, Perú 2022





| N° | CONTENIDO | PÁG. |
|---------|---|------|
| | CUADRO DE CONTROL | 05 |
| 1. | FINALIDAD | 06 |
| II. | OBJETIVO | 06 |
| III. | ÁMBITO DE APLICACIÓN | 06 |
| IV. | NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR | 06 |
| ٧. | CONSIDERACIONES GENERALES | 06 |
| | 5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS | 06 |
| | 5.2.CONCEPTOS BÁSICOS | 07 |
| | 5.3. REQUERIMIENTOS BÁSICOS | 07 |
| | 5.3.1. RECURSOS HUMANOS | 07 |
| | 5.3.2. MATERIALES | 07 |
| | 5.3.2.1. IMPLEMENTOS MOLECULARES | 07 |
| | 5.3.2.2. REACTIVOS QUÍMICOS | 07 |
| | 5.3.2.3. MATERIAL DE PLÁSTICO | 08 |
| | 5.3.2.4. MATERIAL DE VIDRIO | 08 |
| | 5.3.2.5. OTROS MATERIALES | 08 |
| | 5.3.2.6. EQUIPOS | 08 |
| | 5.3.2.7. SOFWARE | 09 |
| | 5.3.3. SERVICIOS | 09 |
| VI. | CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS | 09 |
| VII. | RECOMENDACIONES | 12 |
| VIII. | REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS | 12 |
| IX. | ANEXOS | 13 |
| | ANEXO N° 01: PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA ELETROFORESIS | 14 |
| | ANEXO N° 02: FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA GENÉTICA MELAS | 15 |
| DE SALL | ANEXO N° 03: BANDAS | 16 |
| A 28 | ANEXO N° 04: GRÁFICO DEL SOFWARE | 17 |









GUIA TÉCNICA DE PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA GENÉTICA PARA ENCEFALOPATÍA MITOCONDRIAL CON ACIDOSIS LÁCTICA Y EPISODIOS TIPO ACV (MELAS)

Instituto Nacional

de Ciencias Neurológicas



| ROL | ORGANO | FECHA | V° B° |
|--------------|--|-----------------|-------|
| ELABORADO | SERVICIO DE NEUROGENÉTICA | DICIEMBRE, 2021 | |
| | DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA AL APOYO AL DIAGNÓSTICO EN NEUROPATOLOGÍA | DICIEMBRE, 2021 | |
| REVISADO POR | DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INVESTIGACIÓN, DOCENCIA Y ATENCIÓN ESPECIALIZADA EN APOYO AL DIAGNÓSTICO Y TRATAMIENTO | DICIEMBRE, 2021 | |
| | OFICINA EJECUTIVA DE PLANEAMIENTO ESTRATÉGICO (UNIDAD DE ORGANIZACIÓN) | ENERO, 2022 | |
| | ASESORÍA JURÍDICA | ENERO, 2022 | |
| APROBADO | DIRECCIÓN GENERAL | ENERO, 2022 | |









Instituto Nacional

FINALIDAD L

Apoyar el diagnóstico molecular del Síndrome de la Encefalopatía Mitocondrial con acidosis láctica y episodios tipo ACV (MELAS) a través de una guía técnica del análisis molecular de las principales mutaciones mitocondriales asociadas a MELAS, sustentada en la evidencia científica vigente para este procedimiento.

II. **OBJETIVO**

Normar el procedimiento de genotipificación de las mutaciones mitocondriales A3243G, T3271C ubicadas en el gen MT-TL1 y G13513A en el gen ND5 con una metodología basada en PCR-RFLP y análisis de Densitometría para la determinación del porcentaje de heteroplasmia de cada mutación, en apoyo al diagnóstico del Síndrome de MELAS.

AMBITO DE APLICACIÓN III.

Guía técnica de aplicación obligatoria para el personal del Laboratorio del Servicio de Neurogenética y Centro de Investigación Básica en Neurogenética del Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas.

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO A ESTANDARIZAR IV.

81401.03 - MT-ND5 (tRNA leucina1 [UUA/G] codificada mitocondrialmente, NADH deshidrogenasa codificada mitocondrialmente 5) (p.ej., encefalopatía mitocondrial con acidosis láctica y episodios similares a accidentes cerebrovasculares [MELAS]), variantes comunes (p.ei., m.3243A> G, m.3271T>C, m.3252A>G, m.13513G>A)

CONSIDERACIONES GENERALES V.

5.1. DEFINICIONES OPERATIVAS

- Síndrome de MELAS: La miopatía mitocondrial, encefalopatía, acidosis láctica y episodios similares a ictus (MELAS) es uno de los desórdenes mitocondriales de herencia materna más frecuentes, que puede afectar a distintos órganos, implicando eventos neurológicos, metabólicos y motores. Este desorden se debe principalmente a alteraciones funcionales en la mitocondria como consecuencia de mutaciones en el ADN mitocondrial (ADNmt), de las cuales la mutación A3243G es la de mayor frecuencia en pacientes con MELAS.
- Genotipificación del gen MT-TL1, proceso de la determinación del genotipo de un individuo con respecto a las mutaciones mitocondriales A3243G y T3271C.
- Genotipificación del gen NDS, proceso de la determinación del genotipo de un individuo con respecto a la mutación G13513A.
- PCR-RFLP, técnica molecular en la que primero se amplifica el gen a estudiar y luego el amplificado obtenido es digerido por una enzima de restricción obteniéndose fragmentos de diferentes tamaños que luego son analizados.
- Análisis de densitometría, mediante el software libre IMAGE J se analiza y calcula el porcentaje de heteroplasmia de la mutaciónes.







5.2. CONCEPTOS BÁSICOS

> ADNmt. ácido desoxirribonucleico mitocondrial.

Instituto Nacional

de Ciencias Neurológicas

- A3243G, mutación en la que ocurre una transición del nucleótido adenina por guanina en la posición 3243 del ADN mitocondrial en el gen MT-TL1.
- T3271C, mutación en la que ocurre una transición del nucleótido timina por citocina en la posición 3271 del ADN mitocondrial en el gen MT-TL1.
- > G13513A, mutación en la que ocurre una transición del nucleótido guanina por adenina en la posición 13513 del ADN mitocondrial en el gen ND5.
- Heteroplasmia, diferentes genomas mitocondriales mutados que se encuentran en una misma célula o tejido.

5.3. REQUERIMIENTOS BÁSICOS

5.3.1. RECURSOS HUMANOS

- ✓ 01 biólogo con entrenamiento en biología molecular.
- ✓ 01 técnico de laboratorio.
- ✓ 01 médico neurogenetista.
- ✓ 01 médico genetista.

5.3.2. MATERIALES

5.3.2.1. Implementos moleculares

Secuencias de cebadores de PCR:

- Cebador Forward A3243G/T3271C 5'-AGGACAAGAGAAATAAGGCC-3'
- Cebador Reverse A3243G 5'-TAGAAGAGCGATGGTGAGAG-3'
- Cebador Antisentido T3271C 5'-TAAGAAGAGGAATTGAACCTCTGACCTTAA-3'
- Cebador Forward G13513A 5'-CCTCACAGGTTTCTACTCCGAA-3'
- Cebador Reverse G13513A 5'-CGAGTGCTATAGGCGCTT-3'
- ❖ GeneAmp® dNTPs mix: A, T, G y C (2.5 mM c/u
- Platinum® Taq DNA polymerase 5 U/µL (Invitrogen). Incluye: Buffer PCR 10x y MgCl₂ 50 mM
- Enzimas de restricción, 10U/uL de c/u : Apal, AfIII y Bbsl
- Agua ultrapura libre de nucleasas

5.3.2.2. Reactivos químicos

- Acrilamida
- Bisacrilamida
- TEMED
- Persulfato de amonio
- Tris
- Ácido bórico
- ❖ EDTA 0.5M pH 8
- Ácido Clorhídrico
- Xilencianol
- Azul de Bromofenol
- Glicerol
- Etanol absoluto
- Ácido acético
- Nitrato de Plata (AgNO3)
- Hidróxido de sodio (NaOH)
- Formaldehído 37%
- Agua tridestilada











- * Micropipetas 10 μL, 20 μL, 50 μL, 100 μL, 200 μL y 1000 μL.
- Tips con filtro 10 μL, 20 μL, 100 μL, 200 μL, 1000 μL
- Tubos de PCR 0.2 mL

Instituto Nacional

- Tubos de centrífuga 1.5 mL
- Gradillas para tubos de 0.2 mL y 1.5 mL
- Pisetas
- Estación congelada para PCR
- Soporte para micropipetas

5.3.2.4. Material de vidrio

- Matraz aforado
- Probetas
- Vasos de precipitados
- Pipetas 1 mL, 5 mL, 10 mL y 25 mL.
- Propipetas
- Frascos
- Baguetas
- Botellas para reactivos químicos

5.3.2.5. Otros materiales

- Papel Lente
- Tiras reactivas de pH
- Mascarilla descartable (N-95 y quirúrgica)
- Guantes de nitrilo descartables
- Mandil descartable
- Gorro descartable
- Botas descartables
- Material de escritorio: Bolígrafo, forro de plástico, papel bond A4, Cuaderno de laboratorio, sobre manila, marcador indeleble, Tóner para impresora.
- Papel aluminio
- Parafilm


5.3.2.6. Equipos

- Termociclador Proflex (Applied Biosystems)
- Espectrofotómetro Epoch (Biotek)
- Cabina de PCR (ESCO®)
- Cámara de electroforesis vertical profesional (Cleaver)
- Fuente poder (Biorad)
- Balanza analítica (Shimadzu)
- Centrifuga (Eppendorf)
- Agitador magnético (Velp)
- Refrigeradores a 4°C (Thermo Scientific y Miray)
- Congeladora a 8°C/-20°C (Frigidaire)
- Picocentrífuga
- Vórtex
- Cronómetro
- Computadora de escritorio
- Impresora
- Sistema de alimentación eléctrica ininterrumpida
- Estabilizador









Software de libre acceso ImageJ (https://imagej.nih.gov/ij/download.html).

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

5.3.3. SERVICIOS

- ✓ Servicios de agua
- ✓ Servicio de luz
- ✓ Servicio de internet
- ✓ Aire acondicionado
- ✓ Uso del laboratorio especializado


VI. **CONSIDERACIONES ESPECÍFICAS**


| | DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO | | | | | | |
|----|--|---|---|-------------------------------|--|--|--|
| N° | ACTIVIDAD | PRODUCTO | RESPONSABLE | UNIDAD ORGÁNICA | | | |
| | | INICIO | | | | | |
| 1 | EMITIR ORDEN DE PROCEDIMIENTO | Orden de procedimiento | Médico especialista (neurogenetista, médico genetista) | Servicio de Neurogenética | | | |
| 2 | TRÁMITE DE ORDEN DE PROCEDIMIENTO Tramitar la orden en la oficina de pre liquidación para que coloquen los datos de pre liquidación Pagar Ventanilla del SIS: 2 sellos (ROJO y AZUL) | Boleta de Pago o preliquidación con VB del SIS. | Personal de Oficina de Preliquidación Personal de admisión. Ventanilla CAJA | Contabilidad SIS Contabilidad | | | |
| 3 | CONSENTIMIENTO INFORMADO | Formato de consentimiento informado firmado | Personal de área de Toma de Muestra | Servicio de Neurogenética | | | |
| 4 | EXTRACCIÓN DE ADN (según procedimiento estándar del Laboratorio de Neurogenética) | ADN genómico | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética | | | |
| 5 | PREPARACIÓN DE ADN PARA GENOTIPIFICACIÓN | Alícuota de ADN con 10 ng | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética | | | |














1.Amplificación por PCR de las mutaciones A3243G y T3271C Preparar la siguiente mezcla de reacción para una muestra problema, una muestra control y una muestra blanco: En la cabina de PCR, preparar 10 uL de mezcla de reacción con las siguientes concentraciones finales para cada muestra:

- Buffer de PCR para enzima Taq platinum 1X, 1 U/uL
- dNTPs 0.2mM c/u, 0,8 uL
- MgCl₂ 1.5mM, 0.3 uL
- Mix Cebador: Forward A3243G/T3271C, Reverse A3243G, Reverse T3271C
- Enzima Tag Platinum 0.04 U/uL, 0.1uL
- ADN 10ng/uL
- Completar con agua hasta 10ul

Emplear el siguiente programa de amplificación: 2 minutos de denaturación inicial a 94°C, 30 ciclos de denaturación a 94°C por 30 segundos, hibridación a 58°C por 30 segundos, y extensión a 72°C por 30 segundos; seguido por un paso de extensión final a 72°C por 10 minutos.



- Buffer de PCR para enzima Taq platinum 1X, 1 U/uL
- dNTPs 0.2mM c/u, 0,8 ul.
- MgCl₂ 1.5mM, 0.3 uL
- MixCebador:Forward , Reverse G13513A G13513A
- Enzima Taq Platinum 0.04 U/uL, 0.1uL
- ADN 10ng/uL
- Completar con agua hasta 10ul

Emplear el siguiente programa de amplificación: 2 minutos de denaturación inicial a 94°C, 30 ciclos de denaturación a 94°C por 30 segundos, hibridación a 58°C por 30 segundos, y extensión a 72°C por 30 segundos; seguido por un paso de extensión final a 72°C por 10



Servicio de Neurogenética











Visualización de productos de PCR por electroforesis vertical en geles de poliacrilamida no denaturante al 6%

Se utilizará un marcador de peso molecular para determinar el tamaño del producto obtenido. Análisis de resultados (Anexo III):

- Presencia de banda de 429 pb para el caso del MT-TL1 con los cebadores la para detección de la mutación A3243G
- Presencia de banda de 170 pb para el caso del los MT-TL1 con la cebadores para detección de la mutación T3271C.
- Presencia de banda de 119 pb para el caso del ND5 con los cebadores para la detección de la mutación G13513A

Digestión enzimática fragmento amplificado para la detección de la mutación A3243G y T3271C en el gen MT-TL1, y G13513A en el gen ND5

- Mutación A3243G: 5uLdel producto de PCR es digerido con 2 U de la enzima Apal a 37°Cx 4 hr
- Mutación T3271C: 5uLdel producto de PCR es digerido con 2 U de la enzima AfIII a 37°Cx 4 hr
- Mutación G13513A: 5uLdel producto de PCR es digerido con 2 U de la enzima AfIII a 37°Cx 4 hr

Electroforesis en gel agarosa al 6%. Se utilizará un marcador de peso molecular para identificar los fragmentos digestión producto de la enzimática.

Análisis de resultados (Anexo 4):

- para Positivo la mutación A3243G: se observarán dos bandas de 117 y 312 pb cada una, además de la banda de 429 pb.
- Negativo para la mutación A3243G: solo se observará la banda









| | de 429 pb, correspondiente a la secuencia silvestre. Positivo para la mutación T3271C: se observarán dos bandas de 140 y 30 pb cada una, además de la banda de 170 pb. Negativo para la mutación T3271C: solo se observará la banda de 170 pb, correspondiente a la secuencia silvestre. Positivo para la mutación G13513A: se observarán la banda de 119 pb, además de las bandas de de 27 y 92 pb. Determinación del porcentaje de heteroplasmia Calculo de intensidad de las bandas de la electroforesis de los productos de la digestión enzimática, mediante el software ImageJ. Análisis de resultados (Anexo IV): Área de la gráfica generada representativa de cada banda del gel | | | |
|---|---|---|---------------------------------|------------------------------|
| 7 | REGISTRO Y REPORTE DE PROCEDIMIENTO Registrar "Reporte de laboratorio a disposición" en base de datos "Genotipificaciones". | Información registrada en base de datos y Reporte de genotipificación para SCA12 | Laboratorio de Neurogenética | Servicio de Neurogenética |

RECOMENDACIONES VII.

- > Todo estudio genético debe ser realizado previo proceso de consentimiento informado que autorice el procedimiento genético.
- > La solicitud de la prueba genética y la entrega del reporte de resultado, debe realizarse directamente con la persona afectada en el contexto de una evaluación médica y de asesoramiento genético que incluye evaluación pre-test, test y post-test.

REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

- > Goto, Y., Nonaka, I., Horai, S. A new mtDNA mutation associated with mitochondrial myopathy, encephalopathy, lactic acidosis and stroke-like episodes (MELAS). Biochim Biophys Acta. 1991 Oct 21; 1097(3):238-40.
- > Santorelli, F. et al. Identification of a novel mutation in the mtDNA ND5 gene associated with MELAS. Biochem Biophys Res Commun. 1997 Sep 18;238(2):326-8.
- > White et al. Accurate Detection and Quantitation of Heteroplasmic Mitochondrial Point Mutations by Pyrosequencing. Genet Test. 2005; 9 (3): 190-199







ANEXO 01 PREPARACIÓN DE SOLUCIONES PARA ELETROFORESIS

Instituto Nacional de Ciencias Neurológicas

| | POLIACRILAMIDA 21% | TBE 10X | | |
|-------------------------------------|------------------------------|--|--------|--|
| Bis acrilamida | 20 g | Tris | 54 g | |
| Acrilamida | 1 g | Ácido Bórico | 27.5 g | |
| H2O _{ddd} hasta 100 | mL | EDTA 0.5M pH 8.0 | 20 ml | |
| | | H ₂ O _{ddd} hasta 500 mL | | |
| POLIACRILAMIDA (Stock de trabajo | A NO DENATURANTE AL 6% b) | TBE: | ıx | |
| Poliacrilamida 21% | 6 mL | TBE 10X | 100 mL | |
| TBE 10X | 2.1 mL | H ₂ O _{ddd} | 900 mL | |
| H2O _{ddd} | 11.9 mL | | | |
| POLIACRILAMID (Stock de trabajo | A NO DENATURANTE AL 8% b) | | | |
| Poliacrilamida 21% | 8 mL | | | |
| TBE 10X | 2.1 mL | | | |
| H ₂ O _{ddd} | 11.9 mL | | 77.70 | |

TINCIÓN ARGENTICA


| SOLUCIÓN A (Fijación) | | SOLUCIÓN B (Tinción) | | SOLUCIÓN C (Revelado) | |
|--------------------------------|-------|--------------------------|----------|---------------------------------|------|
| Ácido acético | 1 mL | Nitrato de plata | 0.3 g | Hidróxido de sodio | 3 g |
| Alcohol absoluto | 10 mL | H2O _{ddd} hasta | a 150 mL | H2O _{ddd} hasta 150 mL | |
| H2O _{ddd} hasta 150 n | nL | | | Agregar Formaldehído al 37% | 1 mL |














ANEXO 02 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE LA PRUEBA GENÉTICA MELAS


















ANEXO 03 **BANDAS**



En el esquema se muestra el patrón de bandas esperado para cada mutación en estudio. En los carriles 1 y 2 se representan los resultados de la digestión enzimática para el análisis de la mutación A3243G, los carriles 4 y 5 para la mutación T3271C, y los dos últimos carriles para la G13513A. Para cada caso, la intensidad de las bandas reflejaría el porcentaje de heteroplasmia de la mutación.















ANEXO 04 **GRÁFICO DEL SOFWARE**



Gráficas que se genera el software Imagen al analizar las intensidades de bandas de la imagen digitalizada del gel de poliacrilamida. El área debajo de la gráfica da un valor aproximado de la intensidad de la banda, lo que representaría el porcentaje de heteroplasmia.



